

# INFODENT<sup>®</sup>

MENSILE D'INFORMAZIONE MERCEOLOGICA DENTALE



**DENTAL P. s.r.l.**  
distributore esclusivo  
per l'Italia

tutto dipende da cosa c'è sotto

**DIO IMPLANT**  
Renowned dental implant in over 70 countries  
<http://www.dioimplant.com>

Sistema conico autobloccante a fusione fredda basato sul cono di Morse, una tecnologia che rende impossibile lo svitamento del moncone. Doppio trattamento della superficie RBM + Brushite (CAP), una soluzione di rivestimento che assicura la massima garanzia di successo.

**Dental P. s.r.l.**  
[www.dioimplantitalia.it](http://www.dioimplantitalia.it)  
[www.dioimplantcorsi.it](http://www.dioimplantcorsi.it)  
Tel. 02.91.89.783 - Fax 02.99.04.44.39

## In questo numero a confronto:

COMPOSITI BULK FILL pag. 5

LAMPADE SCIALITICHE pag. 23

NUOVO - FOCUS PRODOTTO pag. 10

⊕ Sondaggi/Approfondimenti/Corsi e congressi/  
Redazionali dalle Aziende/Annunci economici



• [www.irisdent.com](http://www.irisdent.com) • [info@irisdent.com](mailto:info@irisdent.com)  
VENDITA ONLINE DI ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI DENTALI

**Micro Grid**, è la nuova rete in fibra di Quarzo per il rinforzo e la riparazione della protesi Mobile prodotta nei laboratori Micro Medica.

Una importante novità che finalmente rivoluziona la metodica di rinforzo della protesi mobile per la quale da sempre si utilizzano reti metalliche di vario genere assolutamente incompatibili con la resina acrilica delle protesi.

Leggera, invisibile, compatibile con tutte le resine in commercio, sottile, facilissima da usare è lo strumento perfetto per realizzare protesi indistruttibili.

## Micro Grid

Bio Quartz Fiber Reinforcement



**Micro Rete in Fibra di Quarzo**  
Speciale per la riparazione  
e il Rinforzo di Protesi Mobili



**Bio Glass Special Discs**, sono una assoluta novità in ambito dentale, sono nati dall'evoluzione e dallo sviluppo dei sistemi di rinforzo in fibra di Vetro Micro Medica.

Con l'evoluzione di nuovi materiali e metodi per la costruzione di protesi fisse, oggi più che mai è necessario essere in grado di realizzare in tempi molto brevi prodotti di grande qualità.

I nuovi dischi in fibra di vetro ci danno la possibilità di produrre in pochissimi minuti strutture portanti per elementi singoli di grande resistenza e tenuta con un costo decisamente contenuto.

**Bio Glass Strip, Bio Glass Wires**, micro strisce di tessuto e fili unidirezionali in fibra di vetro impregnati di composito foto polimerizzabile, due prodotti indispensabili per ottenere strutture provvisorie capaci di resistere a sollecitazioni anche molto importanti senza subire deformazioni o rotture.



L'impiego di questo tipo di rinforzi aumenta notevolmente il grado di rigidità delle strutture realizzate, rendendo possibile la costruzione in pochissimo tempo di travate anche molto estese e voluminose capaci di resistere a sollecitazioni decisamente importanti senza deformarsi o rompersi.

**Ceramic Nano White Gel**, grazie alle nuove Nano tecnologie Micro Medica ha progettato e realizzato una nuova metodica ed un nuovo materiale per risolvere definitivamente i problemi di adesione degli opachi tradizionali.



Ceramic Nano White Gel è un rivoluzionario opaco bicomponente in gel con nano particelle di ceramica capace di aderire in modo permanente su qualsiasi superficie e garantire un'adesione non paragonabile a nessun materiale in commercio.

**INFODENT®**

MENSILE D'INFORMAZIONE MERCEOLOGICA DENTALE

NORD ITALIA

www.infodent.it



A.N.E.S. Associazione Nazionale Editori e Specialisti

**Direttore responsabile** Riccardo Chiarapini**Segreteria di redazione** Diana Carbonetti**Direzione grafica** Gisella Benedetti**Impaginazione** Francesca Pilli**Marketing e Pubblicità:** Gianluca Passeri

Tel. 0761.393306 - 335.1213136

Mensile d'informazione merceologica dentale

ANNO XXVI - n. 3 Marzo 2014

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in A.P. - 70%

Viterbo - Autorizzazione del Tribunale di Viterbo

n. 341 del 7/12/88

**BeC****Editore BeC s.r.l.**

Strada Teverina Km. 3,600 - 01100 Viterbo

Telefono 0761.393.1 - Fax 0761.393.222

**Stampa** - Graffietti Stampati snc

S.S. Umbro Casentinese Km. 4,500

Montefiascone (VT)

**Testata volontariamente sottoposta a****certificazione di tiratura e diffusione****in conformità al Regolamento C.S.S.T.****Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica**

Per il periodo 1/1/2013-31/12/2013

Tiratura media: 15.533

Diffusione media: 15.326

Tiratura del presente numero: 16.200

Certificato CSST n. 2013-2402 del 25.02.2014

Società di Revisione: PKF Italia spa

Una copia euro 0,77 - contiene I.P. + gadget

**AVVERTENZE**

La redazione non restituisce il materiale utilizzato.

<b>SONDAGGIO</b> Compositi bulk fill	<b>pag 5</b>	- Micro Medica - Nuovi prodotti per la realizzazione della Protesi del Futuro
<b>A CONFRONTO</b> Tabelle di comparazione	<b>pag 6</b>	- VIDEOTHRON: il Digital Signage entra in sala d'attesa
<b>APPROFONDIMENTI</b> - Nuovo fotoattivatore in Tetric EvoCeram® Bulk Fill	<b>pag 9</b>	- Il Passaporto implantare italiano di OVERMED
<b>FOCUS PRODOTTO</b>	<b>pag 10</b>	- Nobel Biocare entra nel campo della rigenerazione con la nuova membrana in collagene riassorbibile creos™ xeno.protect
<b>AGENDA Aprile/Maggio</b> Congressi e Fiere in Italia e all'estero Calendario dei Corsi	<b>pag 14</b>	- Novità NSI: Full Pack
<b>SONDAGGIO</b> Lampade scialitiche	<b>pag 23</b>	- Unità combinata per chirurgia/ implantologia: piezo e motore led
<b>A CONFRONTO</b> Tabelle di comparazione	<b>pag 24</b>	
<b>APPROFONDIMENTI</b> - Lampade scialitiche KLS Martin: illuminano d'immenso il vostro campo visivo! - Lampada Chirurgica Led Orion 40, un importante alleato per il vostro lavoro	<b>pag 27</b>	
<b>CERCO E COMPRO</b>	<b>pag 29</b>	
<b>PARLIAMO DI</b> - Consigli per stare al passo con la tecnologia digitale nello studio medico e nel laboratorio odontotecnico - Il marketing per migliorare la struttura dello studio odontoiatrico in termini di servizi, organizzazione e qualità	<b>pag 30</b>	
<b>DALLE AZIENDE</b> - DIO Implant System	<b>pag 32</b>	
		<b>COMUNICATI</b> <b>pag 36</b>
		- Gli stati generali dell'odontoiatria al Ministero degli affari esteri. Incontro con il consigliere di legazione Patrick Mura
		- Andi: bene la conferma della Lorenzin alla Salute. Ora via agli sgravi fiscali per le cure odontoiatriche
		<b>ANNUNCI ECONOMICI</b> <b>pag 37</b>

**ERRATA CORRIGE**

Sul numero **1-2/2014** nella rubrica *A confronto* per errore sono stati invertiti i **sondaggi** delle turbine e manipoli con quelli dei disinfettanti.

Sul numero di Infodent **10/2013** nella rubrica *A confronto* Sbiancanti domiciliari e professionali, per un errore di comunicazione da parte dell'azienda che ci ha fornito le informazioni, sono stati pubblicati dati sbagliati relativamente agli **sbiancanti Gidimmesmile**.

I dati corretti degli sbiancanti possono essere consultati su [infodent.it/confronti](http://infodent.it/confronti)

**INSERZIONISTI** - 3D Fast pag. 16 • 3Diemme pag. 9 • B.A. International pag. 15 • BeC srl pagg. 18/22/38 • Caes pag. 35 • Dental P pag. I Cop. • Dental PR Adin pag. 3 • Dentsply pag. 11 • DL Medica pag. 34 • Implantotecnica pag. III Cop. • Irisdent pag. I Cop. • Ivoclar Vivadent pagg. 9/10 • Komet pag. 13 • Mariotti pag. 17 • Martin Italia pag. 27 • Micro.medica pag. II Cop. • MP Dental pag. 29 • Niba FD pag. 28 • NSI pag. 21 • Orange Evolution pagg. 27/29 • Overmed pag. 14. • Sieco pag. IV Cop. • Sirona pagg. 4/33 • Stagnati pag. 37 • Techim Group pag. 19 • Tecno-Gaz pag. 28 • Ultradent pag. 12

**INFORMATIVA** - Questa rivista Le è stata inviata tramite abbonamento, l'indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per l'invio della rivista, per l'invio di altre riviste, per l'invio di proposte di abbonamento, per l'invio di informazioni tecniche e commerciali, nonché per la divulgazione di eventi formativi e promozionali e per la cessione degli stessi a terze aziende per le medesime finalità. In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei Vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità su indicate. Qualora venisse esercitato il diritto alla cancellazione lo stesso comporterebbe il mancato invio della presente rivista. Il titolare del trattamento è BeC srl con sede in Viterbo, Strada Teverina Km 3,600, nella persona del suo legale rappresentante.




**ADIN**  
DENTAL IMPLANT SYSTEMS LTD



Made in ISRAEL

Dental Pr Adin V. G. Verdi 10 B Baronissi (Sa) 089954103 - [Info@dentalpradin.com](mailto:Info@dentalpradin.com) [www.dentalpradin.com](http://www.dentalpradin.com)



sirona  
**D**igital  
Academy

## Formazione per il Team Odontoiatrico

Sirona Digital Academy è il centro di formazione pensato per tutti i Professionisti del settore dentale per offrire formazione di alto valore qualitativo e dai contenuti innovativi. L'obiettivo di Sirona Digital Academy è quello di accompagnare gli utilizzatori e i non utilizzatori nel loro percorso di formazione e aggiornamento perchè possano sfruttare al meglio le nuove tecnologie e le innovazioni nel campo odontoiatrico e odontotecnico. È dedicata a tutti coloro che intendono approfondire le proprie competenze nell'ambito dei sistemi digitali in un ambiente dove poter sperimentare, confrontarsi e dialogare con il supporto costante di Trainer certificati Sirona. **Sarà una buona giornata. Con Sirona.**

Scarica il  
calendario corsi  
<http://goo.gl/bQuvY4>



CORSI CEREC

CORSI LASER

CORSI DI RADIOLOGIA

[TEL] 045 828 1803  
[WEB] [www.sironatimes.it](http://www.sironatimes.it)  
[EMAIL] [formazione@sirona.it](mailto:formazione@sirona.it)



Siamo presenti a: Verona, Milano, Roma e Catania

[www.sirona.it](http://www.sirona.it)

Tel. 045/82.81.811

The Dental Company


sirona

## Compositi bulk fill

Sondaggio su **181** responder


### Abitualmente, utilizza il composito in siringa oppure in unidose?

Siringa	<b>163</b>	90%
Unidose	<b>18</b>	10%




### Quale tecnica preferisce nella ricostruzione in composito?

Monomassa, utilizzando un'unica tinta	<b>40</b>	22%
Tecnica di stratificazione, utilizzando più tinte con diversi gradi di traslucenza e opacità	<b>141</b>	78%



### Quali di questi fattori influenzano maggiormente la sua scelta del composito? (da 1 a 6)

Lavorabilità	<b>4</b>
Resa cromatica	<b>4,5</b>
Prezzo	<b>6</b>
Notorietà e affidabilità del marchio	<b>5</b>
Documentazione clinica a supporto	<b>5</b>
Abitudine	<b>6</b>



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

## › A CONFRONTO

### › COMPOSITI BULK FILL

Denominazione del prodotto	<b>A-BULK PRECISION</b>	<b>ALERT</b>	<b>DEI INCREDIBLE BULK</b>
Produttore	Dentalica spa	Pentron	DEI Italia srl
Categoria	Fluido	Microibrido	Fluido
Indicazioni	Ricostruzioni in strati fino a 4 mm delle classi I e II secondo Black. Riempimento, come primo strato, nelle cavità di classe I e II secondo Black	Otturazioni di I° e II° classe	Restauri di I e II classe
Dimensione particelle (µm)	0,04-15	6 in fibra di vetro	•
Caratteristiche del prodotto	Fotopolimerizzabile, fluido, e altamente radiopaco per ricostruzioni di posteriori, ricostruzioni dirette tecnica bulk fill	Si condensa in unica soluzione come amalgama fotopoli. fino a 5 mm	Possiede doti di resistenza e retrazione alla polimerizzazione con le massime prestazioni della categoria. Queste caratteristiche permettono di poter utilizzare il prodotto con una tecnica veloce senza compromettere i risultati di sigillo e di durata
Radiopacità	210% Al	200% Al	210% Al
Attivazione sonora	No	No	•
Fluorescente naturale	No	Si	•
Opalescente	No	Si	•
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 4 mm	40 sec	•	40 sec
Stress da polimerizzazione (Mpa)	•	•	•
Durezza Barkol	•	92	•
Contrazione da polimerizzazione lineare (%)	Non misurata	•	•
Contrazione da polimerizzazione volumetrica (%)	2,84	2,3	2,8
Resistenza alla compressione (MPa)	394	220	381
Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (GPa)	13,485	20	11,09 modulo elastico
Resistenza alla flessione (MPa)	148	•	134
Resistenza alla rottura	•	•	•
Confezionamento	2 siringhe da 2 gr. cad, 20 punte per applicazione	Siringhe 4 gr, compule (5 gr 0,25x10)	2 siringhe da 2 gr e 10 puntali
Scala colori	•	Vita	•
N° di colori disponibili	Unica Tinta (Universal Dental)	A2,A3,A3,5,B1,C2	1 Universale
Utilizzabile anche in laboratorio	No	No	Si
Adesivo consigliato	One-Q Bond C.G.T. Precision	Bond - 1 SF	DEI Extra Bond
Bibliografia a supporto	No	Si presso importatore a richiesta	Si chiedere a DEI Italia
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 63,50

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## ► COMPOSITI BULK FILL

	@		@ @
Denominazione del prodotto	<b>SDR - SMART DENTIN REPLACEMENT</b>	<b>SONICFILL</b>	<b>TETRIC EVOCERAM BULK FILL</b>
Produttore	DENTSPLY	SDS-Kerr	Ivoclar Vivadent AG
Categoria	Per posteriori posizionabile in massa	Nanoibrido	Modellabile nano-ibrido
Indicazioni	Sostituto della dentina in tutti i settori posteriori (ricostruzioni di I° e II° classe). Utilizzato anche come liner e sigillante per solchi e fessure, piccoli restauri conservativi e per denti decidui	Restauri nei settori posteriori	Restauri di Classe I e II, comprese singole cuspidi, Build-up ricostruttivo, classi V
Dimensione particelle (µm)	4,2	2,5 media	550 nm
Caratteristiche del prodotto	Bassissimo stress da polimerizzazione, consistenza fluida (visco-elastico), autoadattivo e autolivellante (eccellente adattamento alla cavità), si posiziona in massa fino a 4 mm	Ad attivazione sonora. Può essere applicato con singoli incrementi fino a 5 mm. Non necessita di rivestimento	Espresso per settori posteriori. Incrementi fino a 4 mm, con ridotto stress da contrazione. Fotoiniziatore Ivocerin®, inibitore della sensibilità alla luce d'ambiente e gli attenuatori dello stress da contrazione, permettono performances superiori nella tecnologia bulk
Radiopacità	2,2 mm Al	267% Al	260% Al
Attivazione sonora	No	Si	No
Fluorescente naturale	Si	Si	Si
Opalescente	Si	Si	No
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 4 mm	20 sec	20 sec x 5 mm	10 sec/1.000 mW/cm <sup>2</sup>
Stress da polimerizzazione (Mpa)	1,5	4	1,13
Durezza Barkol	•	74 (Vickers)	620 MPa (Vickers)
Contrazione da polimerizzazione lineare (%)	1,5	•	•
Contrazione da polimerizzazione volumetrica (%)	3,5	1,6	1,90
Resistenza alla compressione (MPa)	242	325	•
Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (GPa)	5,75	12,9	100
Resistenza alla flessione (MPa)	2,56	159	120
Resistenza alla rottura	4,63 MPa	•	•
Confezionamento	Speciale compula da 0,25 gr. con ago lungo e sottile e in siringhe da 1 gr.	Capsule unidose da 0,3 gr	Siringa da 3 gr. e cavifill da 0,2 gr.
Scala colori	•	Vita	Si, in tre masse in plastica
N° di colori disponibili	Unica tinta traslucida universale	4 colori (A1-A2-A3-B1)	3 colori universali
Utilizzabile anche in laboratorio	No	No	No
Adesivo consigliato	XP Bond Dentsply, ma compatibile con qualsiasi sistema adesivo	Compatibile con tutti gli adesivi	Uso possibile con tutte le tecniche di adesione
Bibliografia a supporto	Si 36 mesi di dati clinici a supporto sito web (dati su richiesta in Azienda)	Si su sito internet <a href="http://www.sonicfill.it">www.sonicfill.it</a>	Si su sito internet <a href="http://www.ivoclarvivadent.it">www.ivoclarvivadent.it</a>
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito

Legenda: @ approfondimento @ focus prodotto

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ COMPOSITI BULK FILL

	UNIVERSAL RESIN CEMENT	VENUS BULK FILL
Denominazione del prodotto	UNIVERSAL RESIN CEMENT	VENUS BULK FILL
Produttore	Bioloren srl	Heraeus Kulzer
Categoria	Fluidi, idrofilo, duale	Nanoibrido fluido
Indicazioni	Cementare tutti i materiali metallici, plastici	Riempimento di Classi I e II, liner di cavità
Dimensione particelle (µm)	•	0,02-5
Caratteristiche del prodotto	•	Fluido per ricostruzioni in blocchi da 4 mm di spessore a bassa contrazione. In pedodonzia non è richiesta l'apposizione di un ultimo strato a finire di composito universale
Radiopacità	Radiopaco	250%
Attivazione sonora	Si	No
Fluorescente naturale	Si	No
Opalescente	Si	No
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 4 mm	90 sec	20 sec
Stress da polimerizzazione (Mpa)	21	•
Durezza Barkol	•	•
Contrazione da polimerizzazione lineare (%)	•	•
Contrazione da polimerizzazione volumetrica (%)	•	•
Resistenza alla compressione (MPa)	305	331
Modulo di Young (Modulo di Elasticità) (GPa)	•	5
Resistenza alla flessione (MPa)	53	•
Resistenza alla rottura	•	•
Confezionamento	Siringa singola con 10 puntali	Siringhe da 1,8 ml
Scala colori	A2	Unico colore universale
N° di colori disponibili	1	1
Utilizzabile anche in laboratorio	Si	No
Adesivo consigliato	Adhesive mono + activator	IbOND Total Etch o IbOND Self etch
Bibliografia a supporto	Si su richiesta	•
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 23,70 (siringa refill da 1,8 gr)

➤ INFO OPERATORI

**Bioloren**  
02.96703261  
**DEI italia srl**  
0331.969270  
www.deitalia.it  
**Dentalica spa**  
02.895981  
www.dentalica.com  
**DENTSPLY**  
800310333  
www.dentsply.it  
**Heraeus Kulzer**  
02.2100941  
www.heraeus-kulzer.it  
**Ivoclar Vivadent AG**  
www.ivoclarvivadent.it  
**Pentron**  
(Dati forniti da Sigma MD  
www.sigmadentale.it)  
**SDS-Kerr U.S.A**  
081.8508327  
www.kerrdental.it

**AVVERTENZE AL LETTORE**

I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## Nuovo fotoattivatore in Tetric EvoCeram® Bulk Fill

Incrementi di 4 mm, un'estetica naturale e brevi tempi di esposizione alla luce sono una contraddizione? No. Grazie alle particolari caratteristiche del fotoattivatore Ivocerin questo è finalmente possibile

Per molti anni la tecnica ad incrementi di 2 mm nella terapia di restauro diretto rappresentava lo stato della tecnica. Nel corso del tempo, le caratteristiche dei compositi sono state sempre più ottimizzate. Inoltre è stato ottimizzato il potere di adesione degli adesivi. Soltanto il sistema di attivazione e la resa della luce della fotopolimerizzazione sono rimasti invariati nel corso degli anni.

### Ivocerin® – una pietra miliare nella tecnologia dei compositi


Con Ivocerin è disponibile una vera alternativa ai fotoattivatori finora noti quali il canforochinone e ossido di acil-fosfina come p.es. Lucirin TPO. Il nuovo fotoattivatore a base di germanio brevettato da Ivoclar Vivadent si distingue per un assorbimento più intenso nel campo visibile della luce ed è pertanto notevolmente più reattivo. Non sono stati necessari compromessi in termine di traslucenza, colore e profondità di indurimento, come finora avveniva nei compositi con i convenzionali fotoattivatori. Grazie all'Ivo-

cerin reattivo, la traslucenza può essere adattata in modo tale da massimizzare l'estetica senza rinunciare a brevi tempi di esposizione di dieci secondi ( $\geq 1.000 \text{ mW/cm}^2$ ).

### Maggiore sicurezza

Naturalmente Tetric EvoCeram® Bulk Fill è utilizzabile anche in modo consueto in strati di spessore sottile. Anche in questo caso il materiale presenta enormi vantaggi. Specialmente in casi in cui per esempio lo spessore degli incrementi è difficilmente stimabile oppure quando l'ideale posizionamento della lampada da fotopolimerizzazione risulta difficile, Tetric EvoCeram Bulk Fill con l'attivatore altamente reattivo Ivocerin offre maggiore sicurezza nell'indurimento.

**+** PER INFORMAZIONI  
**Ivoclar Vivadent Srl**  
**Via Isonzo, 69**  
**40033 Casalecchio di Reno (Bo)**  
**Tel. 051.6113504**  
**www.ivoclarvivadent.it**



**PROGETTA...**

**MODELLA...**

**DALLA PROGETTAZIONE ALLA PRODUZIONE IN UN SISTEMA**

- APERTO
- UNIVERSALE

**CREA...**

**3DIEMME®**  
 BIOIMAGING TECHNOLOGIES

INTEGRAZIONE PROTESICA E DATI DA LABORATORIO

SCANSIONI INTRAORALI

GUIDE CHIRURGICHE

PROGETTAZIONE IMPLANTARE

INNESTI OSSEI PERSONALIZZATI

**...LIBERAMENTE!**

3DIEMME S.r.l. - Via Risorgimento 9 - 22063 Cantù (CO) - Tel. (+39) 031 7073353 - Fax (+39) 031 710284  
 www.3diemme.it - biomed@3diemme.it - info@3diemme.it - commerciale@3diemme.it

Follow us:

› Scheda Prodotto

PRODOTTO	CATEGORIA	PRODUTTORE
<b>Tetric EvoCeram Bulk Fill</b>	<b>Composito bulk fill</b>	<b>Ivoclar Vivadent</b>




› Presentazione

## Il futuro della tecnologia dei compositi. È ora!

Tetric EvoCeram Bulk Fill è un composito nanoibrido modellabile per la tecnica di incremento di 4 mm "bulkfill" nei settori posteriori. Oltre ai tradizionali fotoiniziatori Canforochinone e Lucirina, il composito resinoso fotopolimerizzabile radiopaco contiene Ivocerin, uno speciale fotoattivatore brevettato. Questo speciale acceleratore della polimerizzazione è contraddistinto da una maggiore reattività rispetto ai fotoiniziatori convenzionali. Pertanto, la polimerizzazione viene attivata anche nelle cavità più profonde, assicurando un indurimento completo del composito in 10 secondi (> 1.000 mW/cm<sup>2</sup>). Il materiale presenta una trasparenza del 15%, analoga a quella dello smalto naturale. I restauri, pertanto, non presentano una colorazione grigiasta. Grazie al brevettato inibitore della sensibilità alla luce operatoria e d'ambiente, il materiale può essere posizionato e lavorato in cavità senza fretta. Tetric EvoCeram Bulk Fill contiene uno speciale distensore dello stress da contrazione per mantenere la contrazione da polimerizzazione al minimo. Esso agisce come una molla che assorbe le forze generate durante la contrazione. Il prestigioso istituto americano di valutazione The Dental Advisor ha recentemente conferito al composito per restauri posteriori Tetric EvoCeram Bulk Fill di Ivoclar Vivadent il massimo riconoscimento di 5 punti su 5, e ha insignito il prodotto con lo speciale premio "Editors' Choice".



› Dettagli



› Approfondimenti Web

Per informazioni dettagliate su Tetric EvoCeram Bulk Fill visita la pagina [www.infodent.it/focus/tetricbulkfill](http://www.infodent.it/focus/tetricbulkfill) in cui potrai trovare:

- Brochure di prodotto**
- Schede tecniche**
- Video**
- Photogallery**
- Link e contatti Azienda**

› Link interattivo



**FOTOGRAFA IL QR CODE E VAI DIRETTAMENTE ALLA PAGINA WEB**

Potrai accedere in tempo reale a tutta la documentazione messa a disposizione dal produttore. Oppure digita l'indirizzo [www.infodent.it/focus/tetricbulkfill](http://www.infodent.it/focus/tetricbulkfill)

**Caratteristiche e vantaggi**

- Posizionamento di incrementi fino a 4 mm grazie a Ivocerin®, il nuovo fotoattivatore
- La possibilità del posizionamento di incrementi bulk ed un breve tempo di irradiazione di soli 10 secondi (> 1.000 mW/cm<sup>2</sup>) rendono Tetric EvoCeram BulkFill il composito espresso per settori posteriori.
- Bassa contrazione e minimo stress di contrazione per un'ottimale qualità marginale. All'interno di Tetric EvoCeram Bulk Fill, oltre ai consueti riempitivi sono presenti speciali attenuatori dello stress da contrazione.
- Consistenza modellabile, tempo di lavorazione prolungata alla luce operatoria. Il materiale con consistenza plastica permette di posizionare rapidamente restauri di grandi dimensioni, anche con interessamento cuspidale.

› Biglietto da visita

**Ivoclar Vivadent Srl**  
**Via Isonzo, 69 - 40033**  
**Casalecchio di Reno (Bo)**  
**Tel. 051.6113504 - [www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it)**

## &gt; Scheda Prodotto

PRODOTTO	CATEGORIA	PRODUTTORE	
<b>SDR® Smart Dentin Replacement</b>	<b>Composito bulk fill</b>	<b>Dentsply Italia</b>	<b>DENTSPLY ITALIA</b>

## &gt; Presentazione

**SDR® ha cambiato l'odontoiatria**

SDR® – Smart Dentin Replacement è il primo e inimitabile composito Bulk Fill del mercato che, grazie alle sue straordinarie proprietà autolivellanti e al più basso stress da contrazione, rende la procedura di restauro dei settori posteriori più semplice e sicura.

SDR® è il sostituto intelligente della dentina, si posiziona in massa fino a 4 mm e riduce i tempi di lavoro del 40%, superando la lunga e laboriosa tecnica di stratificazione.

SDR® è il materiale ideale nella procedura post-endodontica, in quanto garantisce un sigillo coronale ermetico e sicuro, riducendo al minimo il rischio di infiltrazione dei canali radicolari.

Inoltre, può essere utilizzato anche come sigillante per solchi e fessure, per il core build-up e per piccoli restauri di I classe senza bisogno di rivestimento.

Il successo di SDR® è confermato da risultati clinici a 36 mesi: nessuna sensibilità post-operatoria, né carie recidive, né reazioni avverse sul tessuto gengivale.

Ecco perché milioni di dentisti soddisfatti in tutto il mondo apprezzano SDR® e lo ritengono un materiale insuperabile per semplicità, affidabilità e versatilità!



## &gt; Dettagli



## &gt; Approfondimenti Web

Per informazioni dettagliate su SDR® Smart Dentin Replacement visita la pagina [www.infodent.it/focus/sdr](http://www.infodent.it/focus/sdr) in cui potrai trovare:

-  **Brochure di prodotto**
-  **Scheda di sicurezza**
-  **Photogallery**
-  **Link e contatti Azienda**

## &gt; Link interattivo

**FOTOGRAFA IL QR CODE E VAI DIRETTAMENTE ALLA PAGINA WEB**

Potrai accedere in tempo reale a tutta la documentazione messa a disposizione dal produttore. Oppure digita l'indirizzo [www.infodent.it/focus/sdr](http://www.infodent.it/focus/sdr)

 Caratteristiche e vantaggi

- Consistenza autolivellante per un eccellente adattamento alla cavità dentale
- SDR® è chimicamente compatibile con tutti i compositi e gli adesivi a base di metacrilato
- Procedura semplice ed efficiente per i restauri posteriori
- Stress da contrazione fino al 60% più basso

## &gt; Applicazione



Consulta **le informazioni messe a disposizione da Dentsply Italia** sul tuo smartphone o dal tablet. Scarica **gratuitamente** su Apple store la **APP DENTSPLY Endo-Resto System**

## &gt; Biglietto da visita

DENTSPLY Italia Srl  
Piazza dell'Indipendenza 11B - 00185 Roma  
Tel. 06.7264031 Fax 06.72640394  
[infoweb.italia@dentsply.com](mailto:infoweb.italia@dentsply.com) - [www.dentsply.it](http://www.dentsply.it)

> Scheda Prodotto

PRODOTTO	CATEGORIA	PRODUTTORE
<b>Opalescence</b>	<b>Sistema di Sbiancamento Dentale</b>	<b>Ultradent</b>



> Presentazione

## Sistema di sbiancamento dentale più utilizzato al mondo

La linea Opalescence è composta da molteplici tipologie di trattamento. **Opalescence PF**, è il sistema di sbiancamento cosmetico-domiciliare che richiede la costruzione di una mascherina personalizzata che il paziente, dopo una prima applicazione sotto la supervisione del professionista dentale, prosegue a domicilio. E' a base di Perossido di Carbammide al 10% o al 16% e la mascherina deve essere indossata 8-10 ore (10%) oppure 4-6 ore (16%) al giorno per circa 5-10 giorni. **Opalescence Go**, è il sistema di sbiancamento cosmetico-domiciliare con mascherina universale pre-caricata al 6% di Perossido di Idrogeno. La nuova mascherina universale UltraFit è pronta all'uso, contiene la giusta quantità di gel sbiancante ed è estremamente confortevole, adattandosi ad ogni arcata. Deve essere indossata 60-90 minuti al giorno per 5-10 applicazioni (anche in questo caso, dopo una prima applicazione sotto la supervisione del professionista dentale).



Caratteristiche e vantaggi

- Gel altamente viscoso che non fuoriesce dalla mascherina garantendo confort e sicurezza
- Presenza di Nitrato di Potassio e Fluoro per ridurre la sensibilità, rafforzare smalto e prevenire la carie
- Contenuto di acqua del 20% per minimizzare la disidratazione e prevenire la variazione cromatica
- Formula "sustained release": il principio attivo viene rilasciato in modo graduale
- Disponibile in diverse concentrazioni di Perossido di Idrogeno e di Carbammide
- Offerta di 3 gusti: insapore, menta e anguria

> Applicazione



Consulta **le informazioni messe a disposizione da Ultradent** sul tuo smartphone o dal tablet. Scarica **gratuitamente** la **APP ULTRADENT**.



> Approfondimenti Web

Per informazioni dettagliate su Opalescence visita la pagina [www.infodent.it/focus/opalescence](http://www.infodent.it/focus/opalescence) in cui potrai trovare:

<b>a</b>	<b>Articoli scientifici - Redazionali</b>
<b>K</b>	<b>Materiale Marketing per sala d'attesa</b>
<b>h</b>	<b>Video Prodotti</b>
	<b>Brochure tecniche</b>
<b>!</b>	<b>Schede di sicurezza</b>
	<b>Formazione Continua - Corsi di aggiornamento</b>
	<b>Photogallery, immagini</b>
	<b>Link e contatti Azienda</b>

> Link interattivo



**FOTOGRAFA IL QR CODE E VAI DIRETTAMENTE ALLA PAGINA WEB**

Potrai accedere in tempo reale a tutta la documentazione messa a disposizione dal produttore. Oppure digita l'indirizzo [www.infodent.it/focus/opalescence](http://www.infodent.it/focus/opalescence)

> Biglietto da visita

Ultradent Italia Srl  
Via G.L. Bernini, 7 - 20094 Corsico (MI)  
Numero Verde: 800 830 715  
info@ultradent.it - www.ultradent.it

> Scheda Prodotto

PRODOTTO	CATEGORIA	PRODUTTORE	
<b>Punte soniche per cavità prossimali</b>	<b>Punte soniche per manipoli sonici ad aria</b>	<b>Komet</b>	

> Presentazione

## Nuove punte soniche per preparazioni cavitare prossimali

KOMET ha sviluppato 4 punte soniche diamantate per la preparazione di cavità prossimali su premolari e molari. Due misure, ciascuna in versione mesiale e in versione distale. Con queste nuove punte della linea SonicLine è possibile semplificare moltissimo il lavoro di preparazione delle cavità per intarsi e nello stesso tempo facilitare la modellazione dei box approssimali.

Le punte posseggono una forma ideale perché hanno una superficie arrotondata nel passaggio dalla superficie assiale a quella della spalla, in modo da rendere possibile uno smusso perfetto delle superfici. Tale precisione si riflette nella presa d'impronta, di tipo tradizionale e a maggior ragione di tipo ottico, e nelle successive fasi di lavoro in laboratorio odontotecnico.

Per la preparazione iniziale KOMET consiglia vari tipi di kit, come per esempio il 4562S per intarsi ceramici e corone parziali. Per la cementazione degli intarsi e delle corone parziali esiste la punta sonica CEM SF12 che sfruttando le caratteristiche di viscoelasticità dei cementi compositi, consente una ripartizione uniforme del materiale di fissaggio.



### Caratteristiche e vantaggi

Le punte soniche per cavità prossimali esistono in una versione Mesiale SFM7 e in una versione Distale SFD7 in due grandezze: mis. 1 per i premolari e mis. 2 per i molari.

**Le indicazioni sono:**

- la configurazione finale di cavità prossimali
- la lucidatura dei bordi prossimali delle cavità

**Vantaggi:**

- il non coinvolgimento dei denti vicini grazie al rivestimento diamantato unilaterale
- una forma che consente di evitare sottosquadri
- una preparazione di bordi cavitari uniformi che a sua volta consente una sigillatura ottimale in fase di cementazione.

Vanno montate su manipoli sonici ad aria come per es. SF1LM KOMET, regolando la potenza a seconda del tipo di lavorazione che si intende effettuare.

Livello 1: rifinitura Livello 2: asportazione

> Approfondimenti Web

Per informazioni dettagliate sulle punte soniche Komet visita la pagina [www.infodent.it/focus/kometpunte](http://www.infodent.it/focus/kometpunte) in cui potrai trovare:

-  **Brochure di prodotto**
-  **Video**
-  **Photogallery**
-  **Link e contatti Azienda**

> Link interattivo



**FOTOGRAFA IL QR CODE E VAI DIRETTAMENTE ALLA PAGINA WEB**

Potrai accedere in tempo reale a tutta la documentazione messa a disposizione dal produttore. Oppure digita l'indirizzo [www.infodent.it/focus/kometpunte](http://www.infodent.it/focus/kometpunte)

> Biglietto da visita

**KOMET Italia srl**  
 Via Fabio Filzi, 2 - 20124 Milano  
 Tel 02.67076654 - Fax 02.67479318  
 info@komet.it - www.komet.it

## Congressi e Fiere in Italia

### APRILE

#### 03-05 Riccione - RN

##### VI Meeting Mediterraneo AIOP

barbara.giannelli@  
promoleader.com

#### 04-05 Genova - GE

##### Liguria Odontoiatrica 2014

Andi www.andi.it

#### 05 Genova - GE

##### Congresso AIDI Liguria

www.aiditalia.it

#### 10-12 Roma - RM

##### XXI Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria

www.congressicollegiodocentiodontoiatria.it

#### 11-12 Firenze - FI

##### VII Congresso Regionale Andi

Toscana Memorial Di Gregorio  
Andi www.andi.it

### MAGGIO

#### 09-10 Roma - RM

##### Spring Meeting AIDI

www.aiditalia.it

#### 22-24 Rimini RN

##### 57° Congresso degli Amici di Brugg

Segreteria Amici di Brugg  
Tel. 0541.774363  
segreteria@amicidibrugg.it

#### 29-31 Verona - VR

##### I° congresso Quintessenza edizioni - La cultura odontoiatrica italiana nel mondo

www.quintessenzaedizioni.com

## Congressi e Fiere all'estero

### MAGGIO

#### 30-05 Washington - Usa

##### AAE 2014 - American Association of Endodontists Annual Session

Tel: +1 312 266 7255  
(International) - meetings@  
aae.org www.aae.org

#### 30-03 Grand Rapids - Usa

##### MDA 2014 Michigan Dental Association Annual Session

Michigan Dental Association  
Tel +1 517 346 9401  
Fax +1 517 372 6704  
Contact: Mr. Bernie Droste -  
bdroste@michigandental.org -  
www.smilemichigan.com

#### 01-03 Orlando - Usa

##### AACD 2014 30th Annual Scientific Session American Academy of Cosmetic Dentistry

The American Academy of Cosmetic Dentistry Tel. +1 608 222 8583 Fax: +1 608 222 9540 info@aacd.com - www.aacdconference.com

#### 01-04 San Antonio - Usa

##### 144th Annual Session of the Texas Dental Association

TEXAS Dental Association Tel: +1 512 443 36 75 Fax: +1 512 692 41 68 - www.tda.org

#### 09-11 Seoul - Corea

##### SIDEX 2014 - Seoul International Dental Exhibition and Scientific Congress

Seoul Dental Association (SDA)  
Tel: +82 2 498 9146 Fax: +82 2 498 9147 - sda@sda.or.kr  
www.sidex.or.kr

#### 14-16 Almaty - Kazakhstan

##### Kazadentexpo 2014

Dental-Expo - Tel: +7 495 921-

Osteosintesi e implantologia: due versanti su cui Overmed punta tutto. Overmed propone il top della gamma a professionisti decisi a non scendere a compromessi che esigono impianti di alta qualità ad un prezzo giusto. Scegli facile e punta in alto con Overmed.

# PUNTA IN ALTO

Italian Manufacturer



EasyDip®

EasyNeck®

EasyShort®

EasyRapid®

EasyFix®










**OVERMED**  
Medical devices

Via Lucania, 23 - 20090 Buccinasco (MI) Italy  
Tel. +39 02 45 71 29 09  
www.overmed.eu - info@overmed.eu

EasyLine Implant



40-69 Fax: +7 495 921-40-69  
info@dental-expo.com  
www.dental-expo.com

**16-17 Garden Grove - Usa**  
**Lab Day West 2014**

LMT Communications  
Tel: +1 203 426 4LMT (USA Only)  
Fax: +1 203 491 2300  
info@LMTmag.com

**16-17 Vienna - Austria**  
**WID 2014**

Tel: +43 (0)1 512 80 91-17  
Fax: +43 (0)1 512 80 91-80  
fraundorfer@admicos.com

**20-22 Nowosibirsk - Russia**  
**MedSib / SibDent 2014 - 25th International Specialised Medical and Dental Exhibition**

GiMA International Exhibition Group GmbH  
Tel: +49 (0)40 23524-0  
Fax: +49 (0)40 23524-400  
info@gima.de  
www.gima.de

**21-23 Sofia - Bulgaria**  
**Bulmedica - Buldent 2014 48th International Specialized Exhibition**

Fax: +359 2 9655 231  
www.iec.bg  
www.bulmedica.bg

**23-25 Mumbai - India**  
**Famdent Mumbai 2014**

Famdent Publications  
Tel: +91 22 2673 2260 - 65049697  
Fax: +91 22 674 2425  
famdentresponse@gmail.com  
www.famdent.com

**24-27 Montréal - Canada**  
**43rd Annual Convention of the Ordre des Dentistes du Québec**

Ordre des dentistes du Québec (ODQ)  
Tel: +1 514 875 8511  
Fax: +1 514 875 1561  
congres@odq.qc.ca  
www.odq.qc.ca

**28-30 Krasnodar - Russia**  
**Medima 2014 - 13th Exhibition of Medical Equipment co-located event: Dentima 2014 - 14th Dental Exhibition**

KrasnodarEXPO  
Tel.: +7 (861) 200 12 34  
Fax: +7 (861) 200 12 54  
www.krasnodarexpo.ru

[www.infodent.it](http://www.infodent.it)

Guarda tutti gli eventi del 2014

**DENTISTI**

**APRILE**

**CAD CAM**

Milano - MI 03  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it

**La multiunità in quadrante posteriore e frontale - entry level I livello**

Pinerolo - TO 04-05  
www.clinicacappellin.it  
*Cappellin M.R.*  
**Ceramiche integrali cad cam nello studio odontoiatrico**

Roma - RM 07  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**La multiunità in quadrante posteriore e frontale - entry level I livello**

Verona - VR 10-11  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**L'elemento singolo: la ricostruzione completa con corona, la ricostruzione parziale inlay onlay - entry level I livello**

Verona - VR 14  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Digital connect: comunicazione digitale studio/laboratorio con Apollo DI - entry level I livello**

Milano - MI 14-15  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it

www.sironatimes.it  
**L'elemento singolo: la ricostruzione completa con corona, la ricostruzione parziale inlay onlay - entry level I livello**

Verona - VR 17  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Corso di progettazione chirurgica implantare: radiologia CBCT 3D e la protesica cad cam integrate corso di secondo livello**

**CHIRURGIA**

Torino - TO 04  
ACME  
Tel. 0761.228317  
fax 0761.345971  
info@edizioniacme.it  
**Corso teorico-pratico. L'evoluzione delle tecniche di rialzo del seno mascellare per via crestale**

Trezzano sul Naviglio - MI 05  
Cenacolo Odontostomatologico Milanese  
segreteria@cenacolomilanese.it  
*Pistilli R.*

**La chirurgia orale nel rispetto dell'anatomia**

**CHIRURGIA IMPLANTARE**

Bucarest - 02-05  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
*Barbieri N., Provvigionato M.*  
**Corso di chirurgia implantare**

Padova - PD 11  
De Ore  
Tel. 045.6020924,  
info@deorematerials.com  
*Simion M., Maglione M., Maschera E.*  
**Osteointegrazione, rigenerazione e peri-implantiti**

**COLORE**

Sutri - VT 11-12  
Centro Corsi della Feniix  
Tel. 0761.600396  
**Corso master sul colore**

Sutri - VT 18-19  
Centro Corsi della Feniix  
Tel. 0761.600396



Centro riparazioni manipoleria dal 1989

**CENTRO RIPARAZIONE MANIPOLI**



**RIPARIAMO MANIPOLI DI TUTTE LE MARCHE E MODELLI**

**B.A. International** è una multinazionale che opera da molti anni in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Olanda, Australia, Thailandia e Italia.

L'azienda si occupa di manutenzione e riparazione di manipoleria ad uso odontoiatrico: turbine, contrangoli, micromotori, ablatori e manipoli dritti.

**B.A. International Italia** ripara i manipoli delle maggiori case produttrici: **Anthogyr, BA, Bien Air, Faro, KaVo, Midwest, NSK, Sirona, W&H ecc.**

**Servizi**



BA offre una vasta scelta di riparazioni utilizzando ricambi originali BA con ottimo rapporto qualità/prezzo.

Vasto assortimento di pezzi di ricambio che permette, nella maggior parte dei casi, di riparare turbine, contrangoli, manipoli, il giorno stesso dell'arrivo o dell'accettazione del preventivo.

Preventivi gratuiti e senza impegno. (La non accettazione del preventivo, per alcuni manipoli, può comportare un modesto costo dovuto al riassetto)

Per l'acquisto di un nuovo manipolo la preghiamo di contattarci per ricevere la nostra migliore offerta.

Consulenza tecnica gratuita.

Servizio di corriere per ritiro e consegna manipoli.

Assicurazione trasporto manipoli gratuita.

Pulizia condotti acqua gratuita.

**Per info ☎ 800.915.666**  
[www.bainternational.it](http://www.bainternational.it)

Ba International - Via Saragat 5, 40026 Imola (BO) - Italia - info@bainternational.it



**Corso sulla colorazione della zirconia e disilicato**

Sutri - VT 26  
Centro Corsi della Feniiiiix  
Tel. 0761.600396

**Corso introduttivo alla teoria del colore**

**CONSERVATIVA**

Riccione - RN 04-05  
www.cicweb.it

**Corso di aggiornamento AIC- VI meeting mediterraneo AIOP. Trattamenti microinvasivi in conservativa e in protesi**

**EMERGENZE**

Padova - PD 05  
ACME  
Tel. 0761.228317  
fax 0761.345971  
info@edizioniacme.it

**Corso teorico con esercitazioni pratiche - Gestione delle emergenze nello studio odontoiatrico**

Torino - TO 12  
ACME  
Tel. 0761.228317  
fax 0761.345971  
info@edizioniacme.it  
**Corso teorico con esercitazioni pratiche - Gestione delle emergenze nello studio odontoiatrico**

**ENDODONZIA**

L'Aquila - AQ 04-05  
Dental Education on Video  
Tel. 0862 25469  
dentalonvideo@tiscali.it

*Daniele Dr. L.*  
**Corso teorico-pratico in endodonzia avanzata**  
50 crediti ECM

Bolzano - BZ 05  
www.endodonzia.it  
segreteria.sie@me.com  
**STE Sezione Endodontica Triveneta**

Matera - MT 12  
www.endodonzia.it  
segreteria.sie@me.com  
**SEB Sezione Endodontica Lucana**

Modena - MO 12  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it

*Malagnino A.*  
**Corso teorico-pratico di endodonzia. Corso avanzato sull'utilizzo della tecnica mtwo: casi di routine e casi complessi**

**FACCETTE**

Torino - TO 12  
ACME  
Tel. 0761.228317  
fax 0761.345971  
info@edizioniacme.it

**Corso pratico - Faccette in ceramica nei settori anteriori. Indicazioni, preparazioni, incollaggio**

**FOTOGRAFIA**

Verona - VR 04  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Corso di fotografia digitale per odontotecnici e medici**

**GESTIONE**

Zola Pedrosa - BO 02  
Manager Eventi  
eventi@aio.it - www.aio.it  
*Rini M.S.*  
**La responsabilità dell'odontoiatra quale collaboratore nell'ambulatorio odontoiatrico**

**IMPLANTOLOGIA**

Torino - TO 03  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
*Csonka M.*

**Magnetic mallet. Rivoluzionaria tecnica chirurgica per espansioni ossee, split crest e mini rialzi. Corso pratico su tessuti animali**

Genova - GE 04  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
*Csonka M.*

**Corso teorico pratico di perfezionamento in implantologia avanzata**

Genova - GE 04-05  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
*Csonka M.*

**Trattamento chirurgico delle creste sottili: moderata espansione con osteotomi e split crest. Rialzi di seno mascellare per via crestale**

Bologna - BO 11-12  
www.cicweb.it  
**Corso di formazione teorico-pratico in implantologia. La tecnica chirurgica in implantologia**

Chieti - CH 12  
Anthogyr Italia srl  
Tel. 02.89598210  
Fax 800822064  
corsi@anthogyr.it  
www.anthogyr.it  
*Mascolo A.*  
**Implantologia a minima invasività - Gli Small Diameter Implants dal restauro del singolo elemento alle riabilitazioni complesse**

Genova - GE 12  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
*Genovesi A.*  
**Tecniche mini invasive nella strumentazione manuale e meccanica**

Due Carrare - PD 14  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
*Csonka M.*  
**Corso di formazione continua in implantologia avanzata**

Due Carrare - PD 14-15  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
*Csonka M.*  
**Chirurgia mucogengivale e ottimizzazione del risultato estetico in implantologia**

**LASER**

Roma - RM 11  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Sirilaser Advance**

**LEGISLAZIONE**

Bologna - BO 05  
Segreteria degli Amici di Brugg  
Tel. 0541.316199 - 335.284544

segreteria@amicidibrugg.it  
**Seminario di medicina legale - nell'ambito del 5° Corso di Alta Formazione Amici di Brugg**

**ORTODONZIA**

Roma - RM 03-05  
 www.approccioortodonticoglobale.it  
**Organizzazione spaziale della bocca - Il metodo ortodontico funzionale globale**

Bari - BA 12  
 Paola Nebuloni  
 Tel. 0185.7887801  
 Cell. 348.6288015  
 orthocorsi@micerium.it  
 Manzo P.

**Il sistema di trattamento invisibile che i pazienti ci chiedono e noi abbiamo sempre desiderato**

Cinisello Balsamo - MI 12  
 Sweden & Martina  
 N. verde 800.010789  
 www.sweden-martina.it  
 Ierardo G.

**Corso di ortodonzia preventiva ed intercettiva. Occluso-guide nite-guide habit-corrector**

Napoli - NA 12  
 segreteriaorganizzativa@legalenapoli.it  
 Mariniello A., Cozzolino F.  
**Corso di ortodonzia linguale fissa senza attacchi**

**PARODONTOLOGIA**

Ferrara - FE 03-05  
 www.mvcongressi.com  
**Corso avanzato di parodontologia**

Milano - MI 04  
 ACME  
 Tel. 0761.228317  
 fax 0761.345971  
 info@edizioniacme.it  
 Abundo R.

**La chirurgia plastica parodontale: applicazioni su denti naturali e impianti**

Milano - MI 04  
 ACME  
 Tel. 0761.228317  
 fax 0761.345971  
 info@edizioniacme.it  
**Corso teorico - La chirurgia plastica parodontale:**

**applicazioni su denti naturali e impianti**

Milano - MI 05  
 ACME  
 Tel. 0761.228317  
 fax 0761.345971  
 info@edizioniacme.it  
 Abundo R.

**Tecniche operatorie in chirurgia plastica parodontale**

Padova - PD 05  
 ACME  
 Tel. 0761.228317  
 fax 0761.345971  
 info@edizioniacme.it

**Corso teorico - Parodontologia non chirurgica**

Milano - MI 12  
 ACME  
 Tel. 0761.228317  
 fax 0761.345971  
 info@edizioniacme.it

**Corso teorico-pratico. Parodontologia non chirurgica**

**PROTESI**

Torino - TO 12  
 ACME  
 Tel. 0761.228317  
 fax 0761.345971  
 info@edizioniacme.it

**Corso teorico - La protesi di tutti i giorni su denti e impianti (con tecnica BOPT) 1° modulo**

**PROTESI FISSA**

Conegliano - 11-12  
 Tel. 0438418316  
 Nicoletti Dr. G.  
**Corso natural ceramic system su metallo ceramica, ossido di zirconio**

Bagni di Tivoli - RM 18-19  
 Tel. 0774.37916  
 Cell 339.541937  
 Cecere A.

**AFG - Anatomic Functional Geometry - Corso base di modellazione naturale in cera con la tecnica AFG**

**RADIOLOGIA**

Milano - MI 02  
 Sirona Digital Academy  
 Tel. 045.8281811  
 formazione@sirona.it  
 www.sironatimes.it

**Corso di radiologia per utilizzatori di Cone Beam 3D - corso di primo livello**

Roma - RM 09  
 Sirona Digital Academy  
 Tel. 045.8281811  
 formazione@sirona.it  
 www.sironatimes.it  
**La progettazione implantare guidata: classi guide - corso di secondo livello**

Verona - VR 16  
 Sirona Digital Academy  
 Tel. 045.8281811  
 formazione@sirona.it  
 www.sironatimes.it  
**Corso di radiologia per utilizzatori di Cone Beam 3D - corso di primo livello**

**SEDAZIONE**

Torino - TO 11  
 ACME  
 Tel. 0761.228317  
 fax 0761.345971  
 info@edizioniacme.it  
**Corso teorico con esercitazioni pratiche - Sedazione con protossido di azoto e ossigeno e metodiche di sedazione alternative nello studio odontoiatrico**

**STERILIZZAZIONE**

San Genesio ed Uniti - PV 12  
 Cenacolo Odontostomatologico Pavese - Tel. 0382.529501  
 www.cenacolo.org  
**Corso di chirurgia orale, approccio e valutazione operatoria dall'estrazione della radice semplice alla soluzione del caso complesso - decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione dello studio odontoiatrico: normative e protocolli operativi**

**MAGGIO**

**ANATOMIA**

Vienna - 11-14  
 MV Congressi spa  
 Tel. 0521.290191  
 chiara@mvcongressi.it  
 Rodella L.  
**XV Corso di anatomia chirurgica e di dissezione su preparati anatomici**

**CAD CAM**

Milano - MI 05  
 Sirona Digital Academy  
 Tel. 045.8281811

**MARIOTTI**

IMPLANTOLOGIA - CHIRURGIA

**UNIKOC.L**  
 surgery  
 MOTORE LED

**Massima affidabilità**  
**Facilità d'uso**  
**Grandi performance**

**UNIKO PZ**  
 surgery  
 PIEZOELETTRICO  
 MOTORE LED

MARIOTTI & C. srl  
 Via Seganti 73  
 47121 Forlì - Italy  
 Tel +39 0543 474105  
 Fax +39 0543 781811  
 info@mariotti-italy.com  
 www.mariotti-italy.com

CE 0476

The High Quality Made in Italy


## INFODENT<sup>®</sup> L'EDICOLA 1.0

NUOVO!



La App di Infodent: semplice, pratica, gratuita.

Accedi alle informazioni del dentale scegliendo tra diversi contenuti: riviste, news, corsi, eventi, informazioni su aziende e prodotti, con possibilità di visualizzare cataloghi tecnici, presentazioni e novità sui materiali impiegati in odontoiatria. Un'applicazione utile e completa disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play.



formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Il recupero del dente gravemente compromesso: ricostruzione con metodi digitali cad cam**

Roma - RM 05  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Digital connect: comunicazione digitale studio/laboratorio con Apollo DI - entry level I livello**

Roma - RM 08-09  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**L'elemento singolo: la ricostruzione completa con corona, la ricostruzione parziale inlay onlay - entry level I livello**

Milano - MI 12  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Stress test software Cerec: consigli e segreti progettazione avanzata**

Verona - VR 12-13  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**L'elemento singolo: la ricostruzione completa con corona, la ricostruzione parziale inlay onlay - entry level I livello**

Milano - MI 14  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Digital connect: comunicazione digitale studio/laboratorio con Apollo DI - entry level I livello**

Verona - VR 15  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**La multiunità in quadrante posteriore e frontale - entry level I livello**

Pinerolo - TO 16-17  
www.clinicacappellin.it  
Cappellin M. R.  
**Ceramiche integrali cad cam nello studio odontoiatrico cad cam**

Due Carrare PD - 29-30  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Garelli R., Zoppi S.  
**Corso cad-cam echo2. Corso di secondo livello**

**CHIRURGIA IMPLANTARE**  
Bucarest- 15-17  
Anthogyr Italia srl  
Tel. 02.89598210  
Fax 800822064  
corsi@anthogyr.it  
www.anthogyr.it  
Longhin D.  
**Chirurgia odontoiatrica implantare e parodontale su paziente**

**CHIRURGIA PARODONTALE**  
Torino - TO 10  
ACME  
Tel. 0761.228317  
fax 0761.345971  
info@edizioniacme.it  
**Corso teorico-pratico su "L'utilizzo della colla di fibrina in chirurgia parodontale e implantare"**

**COLORE**  
Sutri - VT 03  
Centro Corsi della Feniiiiiiiix  
Tel. 0761.600396  
**Corso sul colore e forma in protesi totale**

Sutri - VT 01  
Centro Corsi della Feniiiiiiiix  
Tel. 0761.600396  
**Corso tessitura superficiale**

Sutri - VT 01  
Centro Corsi della Feniiiiiiiix  
Tel. 0761.600396  
**Corso introduttivo alla teoria del colore**

**CONSERVATIVA**  
Bologna - BO 16  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Breschi L.  
**Update in odontoiatria conservativa**

Cagliari - CG 17  
Manager Eventi  
eventi@aio.it - www.aio.it  
Politano G.  
**Le ricostruzioni conservative estetiche: il piano di trattamento e le fasi operative nei vari scenari clinici**  
8 crediti ECM

Cinisello Balsamo - MI 17  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Breschi L.  
**Il restauro conservativo: protocolli operativi per i sistemi adesivi ed i materiali compositi. Corso teorico-pratico**

**EMERGENZE**  
Milano - MI 10  
ACME - Tel. 0761.228317  
info@edizioniacme.it  
**Corso teorico con esercitazioni pratiche - Gestione delle emergenze nello studio odontoiatrico**

**ENDODONZIA**  
Palermo - PA 03  
www.endodonzia.it  
segreteria.sie@me.com  
**SSE Sezione Endodontica Siciliana**

Pesaro - PU 09  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Gaspari L.  
**La saldatrice endorale fra passato e futuro: vecchie idee e nuove opportunità**

L'Aquila - AQ 09-10  
Dental Education on Video  
Tel. 0862.25469  
dentalonvideo@tiscali.it  
Daniele Dr. L.  
**Corso teorico-pratico in endodonzia avanzata**  
50 crediti ECM

Castello di Pollenzo - CU 10  
www.cicweb.it  
**Corso di aggiornamento-closed meeting AIE. Preparazioni protesiche: implicazioni cliniche e biologiche**

Genova - GE 16  
Sweden & Martina

N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Marcoli P.

**Corso teorico-pratico di endodonzia. La preparazione simultanea del canale radicolare**

Genova - GE 17  
www.endodonzia.it  
segreteria.sie@me.com  
**SEL/SET Sezione Endodontica Ligure/Toscana**

Sassari - SS 24  
www.endodonzia.it  
segreteria.sie@me.com  
**SES Sezione Endodontica Sarda**

Napoli - NA 31  
www.endodonzia.it  
segreteria.sie@me.com  
**SEC Sezione Endodontica Campana**

**GESTIONE**

Bologna - BO 16-17  
www.aiop.com  
**Master in "Gestione dello studio odontoiatrico"**

Cagliari - CG 31  
Manager Eventi  
eventi@aio.it - www.aio.it  
Politano G.  
**La Gestione del paziente fobico nei trattamenti odontoiatrici**  
9 crediti ECM

**IMPLANTOLOGIA**

Torino - TO 09  
ACME  
Tel. 0761.228317  
info@edizioniacme.it  
**Corso teorico-pratico "Perimplantiti e recessioni perimplantari"**

Firenze - FI 09-10  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Csonka M.  
**Ricostruzione tridimensionale delle creste atrofiche. GBR con mesh in titanio vs innesti blocco**

Milano - MI 16  
www.mvcongressi.com  
**Corso di Alta Formazione in Implantologia Orale**

Bologna - BO 16-17  
www.sidp.it  
**Il recupero dell'impianto compromesso: diagnostica, prevenzione e terapia di mucosite e peri-implantite**

Genova - GE 16-17  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Csonka M.  
**Ricostruzione tridimensionale delle creste atrofiche: GBR con mesh in titanio vs innesti a blocco**

Due Carrare - PD 22  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Csonka M.  
**Magnetic mallet. Rivoluzionaria tecnica chirurgica per espansioni ossee, split crest e mini rialzi. Corso pratico su tessuti animali**

Due Carrare - PD 23-24  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Csonka M.  
**Trattamento chirurgico delle creste sottili: moderata espansione con osteotomi e split crest**

Vimercate - MB 24  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Carusi G.  
**La tecnica MISE. Minimal Invasive Sinus Elevation. Il Sinus Lift sicuro, semplice e rapido nel trattamento implantare**

**IMPLANTOPROTESI**  
Pinerolo - TO 30-31  
www.clinicacappellin.it  
Cappellin M. R.  
**Chirurgia e implantologia su paziente**

**LASER**  
Milano - MI 29  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Sirolaser Advance**

**MODELLAZIONE**  
Brescia - BS 16-17  
Tel. 335.5431320  
segreteria.afgtlab@gmail.com  
Carulli D.  
**Corso base di modellazione AFG**

**ORTODONZIA**  
Cassino - LT 10  
Manager Eventi  
eventi@aio.it www.aio.it  
**Riabilitazioni full-arch implantosupportate a carico immediato: dai test in vitro alla clinica**  
10 crediti ECM

Modena - MO 10  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Ierardo G.  
**Corso di ortodonzia preventiva ed intercettiva. Corso avanzato Il livello su terapia ortodontica con dispositivi occluso-o-guide, nite-guide, habit-corrector**

Rovigo - RO 23-24  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Fadda M.  
**Come raggiungere l'eccellenza in protesi e implantologia attraverso l'ortodonzia. Un approccio minimamente invasivo. Corso base**

Rimini - RN 24  
SIDO - www.sido.it  
segreteria@sido.it  
**Ortodonzia per tutti: sogno o realtà clinica?**

**PROTESI FISSA**  
Due Carrare - PD 09  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
D'Amelio M.  
**Corso teorico pratico di protesi fissa**

Bagni di Tivoli - RM 16-17  
Tel. 0774.379166 - 339.5419371  
www.afgtlab.it  
Cecere A.  
**AFG - Anatomic Functional Geometry - Corso base di modellazione naturale in cera con la tecnica AFG**



Dopo il successo di *Asako*, Techim Group è orgogliosa di presentare **NXR**, un nuovissimo materiale termoplastico dalle capacità rivoluzionarie.



**NXR** nasce dal desiderio di offrire una valida alternativa sia a coloro che preferirebbero non utilizzare la protesi fissa, sia a tutti coloro che si sono scoperti allergici alle protesi in acrilico, in virtù della sua eccellente biocompatibilità, rivolendosi inoltre un ottimo sostituto di scheletrati.



**NXR** è infatti un prodotto 100% analergico che, essendo totalmente privo di nylon, non assorbe liquidi né odori sgradevoli, non si altera il colore nel tempo ma rimane traslucido e brillante, garantendo una performance confortevole per tutto l'arco della giornata.



Techim Group S.r.l.  
Via M. Grappa, 32 - 20020 Arese (MI)  
Tel. +39 02.935.81.452 r.a.  
Fax. +39 02.938.57.70  
www.techimgroup.com  
info@techimgroup.com

## ➤ AGENDA CORSI

Verona - VR 30  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
*Calesini G., Loi I.*

**2014 protesi fissa: paradigmi ed evidenze**

### RADIOLOGIA

Milano - MI 08  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it

**La progettazione implantare guidata: classi guide - corso di secondo livello**

Verona - VR 09  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it

**La progettazione delle guide chirurgiche in implantoprotesi avanzata: classi guide, optiguide, Cerec guide - corso di secondo livello**

Verona - VR 28  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Corso di radiologia per utilizzatori di Cone Beam 3D - corso di primo livello**

### SEDAZIONE

Padova - PD 04  
ACME  
Tel. 0761.228317  
info@edizioniacme.it

**Corso teorico con esercitazioni pratiche - Sedazione con protossido di azoto e ossigeno e metodiche di sedazione alternative nello studio odontoiatrico**

### STERILIZZAZIONE

San Genesio ed Uniti - PV 17  
Cenacolo Odontostomatologico Pavese - Tel. 0382.529501

**Decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione dello studio odontoiatrico: normative e protocolli operativi - occlusione funzionale secondo il protocollo del prof. Alonso. 2a sessione - la protesi scheletrata in funzione del carico masticatorio**

## ODONTOTECNICI

## APRILE

### CAD CAM

Verona - VR 01  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Progettazione di strutture fisse in ossido di zirconio in anatomia: uso dello zirconio traslucido Sirona Incoris TZL**

Roma - RM 15  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Le riabilitazioni complesse risolte con metodiche cad cam Sirona inlab entry level II livello**

Verona - VR 16-17  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**La metodica Sirona inlab nelle riabilitazioni metalfree in protesi fissa - entry level I livello**

Due Carrare - PD 17-18  
Sweden & Martina  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
*Garelli R., Zoppi S.*  
**Corso cad-cam echo2**

### COLORE

Sutri - VT 26  
Centro Corsi della Feniix  
Tel. 0761.600396  
**Corso introduttivo alla teoria del colore**

### FOTOGRAFIA

Verona - VR 04  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Corso di fotografia digitale per medici e odontotecnici**

### IMPLANTOLOGIA

Milano - MI 04  
MV Congressi  
Tel. 0521.290191  
www.mvcongressi.com  
sara@mvcongressi.it

**Corso di alta formazione in implantologia orale 2014**

### LEGISLAZIONE

Bologna - BO 05  
Segreteria degli Amici di Brugg  
Tel. 0541.31619  
Cell. 335.284544  
segreteria@amicidibrugg.it  
**Seminario di medicina legale - nell'ambito del 5° Corso di Alta Formazione Amici di Brugg**

### ORTODONZIA

Funo - BO 11-12  
Sig.ra Monia Menegatti  
Tel. 051.861935  
cdc@dentaurum.it  
**Individual Orthodontic Treatment Concept**

### PROTESI FISSA

Conegliano - 11-12  
Tel. 0438418316  
*Nicoletti Dr. G.*  
**Corso natural ceramic system su metallo ceramica, ossido di zirconio**

Bagni di Tivoli - RM 18-19  
Tel. 0774.379166  
Cell. 339.5419371  
*Cecere A.*

**AFG - Anatomic Functional Geometry - Corso base di modellazione naturale in cera con la tecnica AFG**

## MAGGIO

### CAD CAM

Verona - VR 06  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Implantoprotesi con la metodica inlab: strutture complesse, progettazione software avanzata e tecniche di fresaggio. I pilastricastomizzati - corso di secondo livello**

Verona - VR 12  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**BIIBCAD: progettazione di barre avvitate e ponti in co.c rivestibili - corso di I livello**

Roma - RM 13  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
**Realizzazione e finalizzazione estetica dei restauri fresati con cad cam inlab. Tecniche di finitura e lucidatura dei grezzi mono e policromatici**

Verona - VR 14  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it

**Progettazione con inlab di riabilitazioni complete: estetiche frontali e settori posteriori dinamici - corso di secondo livello**

Milano - MI 15  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**Le riabilitazioni complesse risolte con metodiche cad cam Sirona inlab entry level II livello**

Roma - RM 29-30  
Sirona Digital Academy  
Tel. 045.8281811  
formazione@sirona.it  
www.sironatimes.it  
**La metodica Sirona inlab nelle riabilitazioni metalfree in protesi fissa - entry level I livello**

### COLORE

Sutri - VT 31  
Centro Corsi della Feniix  
Tel. 0761.600396  
**Corso introduttivo alla teoria del colore**

### ODONTOTECNICA

S. Benedetto del Tronto - AP 16-17  
www.iapnor.org  
**Elevatore Linguale Balercia (E.LI.BA.)**

### PROTESI FISSA

Conegliano - 09-10  
Tel. 0438418316  
*Nicoletti Dr. G.*  
**Corso natural ceramic system su metallo ceramica, ossido di zirconio**

Bagni di Tivoli - RM 16-17  
Tel. 0774.379166

Cell 339.5419371  
Cecere A.

**AFG - Anatomic Functional Geometry - Corso base di modellazione naturale in cera con la tecnica AFG**

**IGIENISTI, ASSISTENTI, PERSONALE AUSILIARIO**

## APRILE

### FOTOGRAFIA

Milano - MI 12  
www.aiditalia.it

**Corso teorico pratico di fotografia endorale - dallo scatto all'utilizzo delle immagini come mezzo motivazionale**

### IMPLANTOLOGIA

Monza - MB 04  
Vox idee per il business srl  
Anna Codazzi - Tel. 02.58299802  
codazzi@playvox.it  
Baldoni M., Graziani F.

**Aggiornamento sulle evoluzioni in materia di igiene orale - Rigenerazione ossea e implantologia: ricerca applicata in aumento di volume osseo - L'importante ruolo dell'Igienista Dentale in parodontologia**

## MAGGIO

### IGIENE

Bologna - BO 17  
www.sidp.it  
**Gestione dell'interfaccia**

**tessuti molli-tessuti dentari: l'area critica del colletto**

### IMPLANTOLOGIA

Bologna - BO 16-17  
www.sidp.it

**Il recupero dell'impianto compromesso: diagnostica, prevenzione e terapia di mucosite e peri-implantite**

**AVVERTENZE AL LETTORE:** Le informazioni relative agli eventi vengono comunicate direttamente dagli organizzatori oppure reperite attraverso fonti pubbliche. La redazione non risponde di eventuali variazioni dei dati indicati oppure di possibili errori. In caso di interesse agli eventi riportati, si consiglia di consultare l'organizzatore per la conferma dei dati e per ricevere ulteriori informazioni.



## UNA SOLA FRESA PER INSERIRE L'IMPIANTO

- **FULL PACK** Impianto completo di Transfer Analogo e calcinabile.
- **NUOVO M.U.A.** Moncone Universale Angolato per soluzioni a 360°.
- Sistema FULL PACK transfer-analogo e Kit M.U.A. sono brevetti NSI.

CE 0476

NSI srl

info@nsimplant.it

www.nsimplant.it

tel. 0376671087 / 335360404

NUOVO!



WWW.INFOIDENT.IT

## Riparte con una marcia in più!

Abbiamo riprogettato tutte le funzioni del portale, studiando percorsi di navigazione, elaborando e rielaborando schemi e bozze per arrivare a ciò che crediamo sia lo stato dell'arte dell'informazione merceologica dentale online. Siamo convinti che apprezzerai i nostri sforzi per offrirti un servizio migliore ed in forma completamente gratuita.

Scopri cosa c'è di nuovo su Infodent.it



### 1 ANNUNCI

- › Il nuovo, potente motore di ricerca ti offre maggiore flessibilità nella navigazione.
- › Puoi filtrare gli annunci per tipologia e categoria merceologica, dividendo gli annunci dei privati da quelli delle aziende.
- › Nuove, semplici icone ti permettono di identificare con facilità gli annunci che ti interessano. Da oggi nella sezione annunci puoi trovare, oltre l'usato, anche i prodotti nuovi e approfittare delle vantaggiose offerte proposte dalle aziende. Attraverso un sistema di filtri, puoi selezionare solo gli annunci delle aziende per essere sempre aggiornato sui prodotti in offerta. La trattativa commerciale sarà gestita direttamente con l'azienda. Un

servizio di eccezionale importanza che completa l'informazione merceologica dentale.

### 2 CONFRONTI

- › Questa sezione ti permette di accedere in modo interattivo al servizio di punta del mondo Infodent.
- › Cliccando sul confronto merceologico desiderato, puoi selezionare e analizzare solo i prodotti di tuo interesse. Cliccando sulle icone con la "X" rossa puoi eliminare i prodotti che non ti interessa analizzare.
- › Puoi scaricare il confronto merceologico e il sondaggio di settore in formato PDF.
- › Dove presente, puoi leggere l'approfondimento sul prodotto preso in esame

cliccando sul pulsante "Dettagli".

### 3 NOTIZIE

- › La sezione notizie è stata completamente riprogettata per permetterti di accedere con semplicità a tutta l'informazione del dentale.
- › Ogni notizia è descritta con parole chiave, secondo il concetto di tag dei social network. Cliccando sulla parola chiave hai la possibilità di leggere tutti i contenuti del sito che parlano di quello specifico argomento.
- › Con un click puoi, inoltre, condividere con i tuoi colleghi le informazioni più interessanti.
- › La suddivisione delle notizie per argomento, ti consente di navigare agevolmente le pagine

che più ti interessano. › Anche in questa sezione, il motore di ricerca, completamente nuovo ed estremamente potente, ti permette di accedere a qualsiasi contenuto del sito.

### 4 RIVISTA

- › Puoi trovare qui tutti i numeri di Infodent in formato sfogliabile o in formato PDF.
- › Non ricevi la rivista? Compilando un semplice form sarai inserito nel database di invio in forma completamente gratuita.

### 5 EVENTI

- › Puoi ricercare gli eventi per zona, data e caratteristiche. Il sistema di icone ti permette di capire immediatamente se si tratta di un corso, un congresso, l'evento

di un'azienda o di una associazione.

- › All'interno di ogni evento puoi trovare informazioni dettagliate e la mappa per raggiungere la location.

### 6 NUOVE FUNZIONALITÀ

- › Login con i social network.
- › Registrazione ad Infodent con un account di Facebook, Twitter o Google+. Ti basterà cliccare sulle icone in fase di registrazione per accedere gratuitamente a tutti i servizi del portale.
- › RSS. Tutte le sezioni del sito Infodent sono fruibili tramite flussi RSS. Se utilizzi un reader di podcast potrai copiare ed incollare il link dei nostri RSS per rimanerne sempre aggiornato su tutti i contenuti del sito.


## Lampade Scialitiche

Sondaggio su **181** responder

### Quanto è importante lo stress visivo e l'affaticamento nella sua professione? (importanza da 1 a 5)


(importanza da 1 a 5)

1	<b>67</b>	37%
2	<b>26</b>	14%
3	<b>8</b>	5%
4	<b>40</b>	22%
5	<b>40</b>	22%




### Quanto è importante l'utilizzo di lampade a luce fredda? (importanza da 1 a 5)

1	<b>27</b>	15%
2	<b>40</b>	22%
3	<b>28</b>	16%
4	<b>43</b>	24%
5	<b>43</b>	24%




### Quanto ritiene importante, per praticare la chirurgia, l'utilizzo di una lampada con prestazioni superiori a quelle del riunito? (importanza da 1 a 5)

1	<b>26</b>	14%
2	<b>41</b>	23%
3	<b>28</b>	16%
4	<b>43</b>	24%
5	<b>43</b>	24%



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

➤ LAMPADE SCIALITICHE

				
Denominazione del prodotto	<b>ALYA LAMPADA DENTALE A LED</b>	<b>ASTRAMAX HD LED</b>	<b>E9 E V10</b>	<b>IRIDE</b>
Produttore	Faro spa	Brandon (Waldmann)	KLS Martin	Didplus – Calzavara spa
Descrizione del dispositivo	Dispositivo medico destinato ad illuminare la cavità orale del paziente tramite luce a LED riflessa	Lampada per sala operatoria, 2 bracci, raggio d'azione 165 cm	Lampade per sale operatorie	Lampada per chirurgia minore o visita
Illuminamento (Lux)	50.000	130.000	120.000-140.000	60.000
Regolazione dell'illuminamento	Si 30.000-50.000 lux con regolazione continua	Si 0-100%	Si da 3.800 a 4.700 °K	Si 5 livelli da 6.000 a 60.000 lux
Indice della resa cromatica (IRC o Ra)	95	95	95	90
Temperatura di colore (°K)	5.000	3.700- 5.000	3800.4300.4800	3.800–5.000 regolazione a tre livelli
Tipologia di regolazione di ampiezza del campo	L'ampiezza varia in base alla distanza tra la testata lampada e il campo operatorio	16-30 cm	23-33 cm	18-30 cm
Distanza di lavoro (cm)	70	80-100	129	100
Dimensioni del corpo lampada (cm)	32x16	Ø 47	64x46	39
Calore irradiato sul campo	Nessun calore irradiato	•	Nessun calore irradiato	Nessun calore irradiato
Potenza assorbita (VA)	26	47 W	50 W	25 W
Tensione e frequenza di alimentazione	Tutte	50 Hz	240 alternata	220 V
Tipo di sorgente luminosa	Led	Led ad alta definizione	Led	Led
Sorgente	2 led	3 moduli da 13 led	Led ad alta prestazione a fasci di 10 motori luminosi	18 x
Durata della sorgente (h)	50.000	40.000	25 anni	50.000
Parti sterilizzabili	Si maniglie	Si impugnatura	•	Si manipolo
Modalità di disinfezione	Tutte le parti della lampada possono essere disinfettate seguendo le specifiche riportate sul manuale d'uso fornito col dispositivo	Immersione o spray	Disinfettanti comuni	Autoclave
Tipo di installazione	Riunito, parete, soffitto e pavimento	Soffitto, parete, stativo	Parete, stativo, soffitto	Soffitto, pavimento, parete, riunito
Tipo di comando	Joystick, sensore no touch	Interruttore	Interruttore	•
Escursione max del braccio mobile (UP/DOWN)	+40°/ -50°	55/60 cm	2 metri	40 cm
Possibilità di controllo tramite comandi remoti	Si	No	Si opzionale Laser pilota	•
Funzione video diagnostica	Si	No	Si telecamera incorporata opzionale	Si
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## > LAMPADE SCIALITICHE

Denominazione del prodotto	<b>IRIS VIEW</b>	<b>ISA</b>	<b>ISIS LED</b>	<b>ORION</b>
Produttore	G.Comm	G.Comm	Waldmann Derungs	Tecno-Gaz spa
Descrizione del dispositivo	Lampada a Led con videocamera Full Hd integrata, zoom ottico 30x e regolazione di intensità luminosa e temperatura colore	Lampada alogena con regolazione di intensità luminosa e design ergonomico. Facilità nella pulizia	Lampada per trattamenti, 2 bracci, raggio d'azione 125 cm	Lampada a luce indiretta con autofocus e gestione del colore
Illuminamento (Lux)	35.000	30.000	42.000 a 1 mt	20.000
Regolazione dell'illuminamento	Si 8.000-35.000 lux regolabile in 5 step	Si 15.000-30.000 lux	Si 60-100%	Si 32.500-130.000 lux
Indice della resa cromatica (IRC o Ra)	>90%	>90%	>95	96
Temperatura di colore (°K)	4.200-6.000	5.000	4.300	4.500 e 5.000 selezionabile
Tipologia di regolazione di ampiezza del campo	Campo fisso 70x140 mm a 70 cm di distanza	Campo fisso 70x140 mm a 70 cm di distanza	Ø 180 mm	Elettronica senza perdita di intensità nel fuoco
Distanza di lavoro (cm)	Ottimale 70	Ottimale 70 cm	80-100	80
Dimensioni del corpo lampada (cm)	33,4x15,4x23,9 (LxPxH)	33,7x10,3x17,4 (LxPxH)	25	40
Calore irradiato sul campo	Nessun calore irradiato	Presenza di un filtro ottico passabanda nel visibile che attenua l'IR e l'UV, riducendo il calore sviluppato sul campo operatorio	•	Luce fredda, luce indiretta e ridotto numero di leds riducono il calore irradiato
Potenza assorbita (VA)	50	60	16 W	50
Tensione e frequenza di alimentazione	50-60 Hz	50-60 Hz	50 Hz	50-60 Hz
Tipo di sorgente luminosa	Led	Alogena	Led	Led a illuminazione indiretta
Sorgente	8 led	Alogena tungsteno tipo H-star 12 V 50 W Low pressure	1 modulo da 7 led	30 led
Durata della sorgente (h)	50.000	2.000	30.000	75
Parti sterilizzabili	Si copertura maniglie	Si copertura maniglie	Si impugnatura	Si manipolo
Modalità di disinfezione	Ciclo di 15 minuti in autoclave a 134°C per copertura maniglie, panno morbido inumidito con acqua per schermi protettivi	Ciclo di 15 minuti in autoclave a 134°C per copertura maniglie, panno morbido inumidito con acqua per lo schermo protettivo	Immersione o spray	Corpo lampada a lampada fredda
Tipo di installazione	Riunito, stativo, parete, soffitto, binario, carrello	Riunito, stativo, parete, soffitto, binario, carrello	Soffitto, parete, stativo	Soffitto, parete, stativo
Tipo di comando	Tastiera, iPad, interruttore, sensore no touch	Potenzimetro, interruttore	Interruttore	Interruttore
Escursione max del braccio mobile (UP/DOWN)	50°/60°	50°/60°	56/64 cm	1 mt circa
Possibilità di controllo tramite comandi remoti	Si	No	No	No
Funzione video diagnostica	Si	No	No	Si
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 6.585,00

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ LAMPADE SCIALITICHE

	POLARIS	TRIANGO	VISION
Denominazione del prodotto	POLARIS	TRIANGO	VISION
Produttore	G.Comm	Waldmann Derungs	G.Comm
Descrizione del dispositivo	Lampada a led: regolazione di intensità luminosa e temperatura colore. Possibilità di accoppiamento diretto con lampada sbiancante	Lampada per trattamenti, 2 bracci, raggio d'azione 175 cm	Lampada alogena con regolazione di intensità luminosa e design ergonomico. Presente da 20 anni sul mercato
Illuminamento (Lux)	35.000	50.000 a 1 mt	25.000
Regolazione dell'illuminamento	Si 8.000-35.000 lux, tramite potenziometro	Si 10-100%	Si, 15.000-25.000 lux
Indice della resa cromatica (IRC o Ra)	>85%	>95	>85
Temperatura di colore (°K)	4.200-5.800	4.500	4.500
Tipologia di regolazione di ampiezza del campo	Campo fisso 70x140 mm a 70 cm di distanza	Ø 16 cm	Campo fisso 70x140 mm a 70 cm di distanza
Distanza di lavoro (cm)	Ottimale 70 cm	80-100	Ottimale 70 cm
Dimensioni del corpo lampada (cm)	33,7x10,3x17,4 mm (LxPxH)	31	28x21x23 (LxPxH)
Calore irradiato sul campo	Nessun calore irradiato	•	Presenza di un filtro ottico passabanda nel visibile che attenua l'IR e l'UV, riducendo il calore sviluppato sul campo operatorio
Potenza assorbita (VA)	24	27 W	60
Tensione e frequenza di alimentazione	50-60 Hz	50 Hz	50-60 Hz
Tipo di sorgente luminosa	Led	Led	Alogena
Sorgente	10 led	1 modulo da 7 led	Lampadina alogena tungsteno tipo H-star 12 V 50 W Low pressure
Durata della sorgente (h)	50.000	30.000	2.000
Parti sterilizzabili	Si copertura maniglie	Si impugnatura	No
Modalità di disinfezione	Ciclo di 15 minuti in autoclave a 134°C per copertura maniglie, panno morbido inumidito con acqua per lo schermo protettivo	Immersione o spray	Panno morbido inumidito con acqua
Tipo di installazione	Riunito, stativo, parete, soffitto, binario, carrello	Soffitto, parete, stativo	Riunito, stativo, parete, soffitto, binario, carrello
Tipo di comando	Interruttore, sensore no touch.	Interruttore	Potenziometro, interruttore, sensore no touch
Escursione max del braccio mobile (UP/DOWN)	50°/60°	61/72 cm	50°/60°
Possibilità di controllo tramite comandi remoti	•	No	No
Funzione video diagnostica	•	No	No
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito

➤ INFO OPERATORI

**Brandon (Waldmann)**  
02.98249024  
www.waldmann.com  
(Dati forniti da De Marco - 02.719065  
www.demarco.biz)

**Didplus - Calzavara spa**  
0432.839910  
www.didplus.it

**Faro spa**  
039.68781 - www.faro.it

**G.Comm**  
039.6060420  
www.gcomm-online.com

**KLS Martin**  
349.8165755  
www.klsmartin.com

**Tecno-Gaz spa**  
0521.8380  
www.tecnogaz.com

**Waldmann Derungs**  
02.98249024  
www.waldmann.com  
(Dati forniti da De Marco  
02.719065 - www.demarco.biz)

**AVVERTENZE AL LETTORE**

I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: approfondimento focus prodotto

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## Lampade scialitiche KLS Martin: illuminano d'immenso il vostro campo visivo!

Le lampade scialitiche KLS Martin sono l'eccellenza della luce LED dell'ultima generazione. I chips luminosi sono più piccoli e compatti e di massima efficienza nel rendimento luminoso e, soprattutto, più contenuti nel consumo di energia elettrica.

### marLED® E9 da soffitto

MarLed è unica per miscela di luce e adattamento del campo luminoso. Forma ultrapiatta e design moderno. La nuova serie E delle lampade scialitiche marLED® di KLS Martin soddisfa i più elevati standard di qualità. Il nuovo design del prodotto garantisce un'ergonomia ed una facilità d'uso esemplare. Grazie alla nuova tecnologia brevettata di realizzazione delle cupole, la lampada soddisfa le più alte esigenze di igiene. Grazie all'uso della più recente tecnologia di luci a LED manterrete sempre una mente fredda. La radiazione termica, tipica delle lampade scialitiche tradizionali, è ormai soltanto un ricordo. Altri vantaggi sono: un'eccellente resa cromatica, la temperatura cromatica simile alla luce naturale, nonché i costi di esercizio estremamente contenuti. I LED di nuova generazione sono pertanto caratterizzati da una durata estremamente lunga. La lampada scialitica marLED® E



non contiene inoltre parti soggette a usura, il che consente un risparmio dei costi di manutenzione e di assistenza.

### Sistema luminoso innovativo

- Tecnologia a LED innovativa con speciale microstruttura per:
  - campo luminoso omogeneo
  - massima assenza di ombre
  - massima brillantezza e resa cromatica
- Modalità Boost per la massima intensità luminosa in caso di un ampio campo luminoso
- Modalità Backlite per l'illuminazione della sala operatoria durante gli interventi di endoscopia.

### marLED® V10 D

Lampada scialitica per montaggio al soffitto. In base alle caratteristiche dell'edificio, il

montaggio al soffitto avviene tramite un telaio di ancoraggio al soffitto o tramite una costruzione per il montaggio al controsoffitto. Il sistema di bracci portanti garantisce la mobilità assoluta e crea un grande raggio di azione, oltre ad un'ampia regolazione in altezza. L'impiego di materiali leggeri, quali l'alluminio, riduce al minimo i pesi ed i momenti torcenti, per un maggior comfort di utilizzo. Il corpo della lampada è munito di varie impugnature che consentono il posizionamento sicuro del pannello di comando sensoTouch per il comando di tutte le funzioni della lampada in condizioni non sterili.

### Sistema luce

LED ad alta prestazione di diversi colori costituiscono la

premesse di illuminazione del campo luminoso. La disposizione dei "light engines" (unità di luce) nell'alloggiamento della lampada crea un'illuminazione senza ombre, fornendo al tempo stesso una luce di profondità per l'illuminazione delle cavità corporee profonde. Le ottiche controllate da calcoli computerizzati rendono possibile, a scelta, l'illuminazione priva di ombre cromatiche di campi operatori di piccole o grandi dimensioni. La luce LED è costituita esclusivamente da luce visibile, senza il minimo componente infrarosso. La straordinaria funzione VariLux dispone di una geometria di campo variabile e genera un'illuminazione circolare o ellissoidale, a seconda del rispettivo campo luminoso. La temperatura del colore è pre-selezionabile individualmente. Il numero elevato di singoli LED (160 complessivamente) garantisce l'esercizio fail safe praticamente al 100%, mentre le sorgenti luminose hanno una vita utile particolarmente lunga.

### + PER INFORMAZIONI

**Martin Italia srl**  
**20871 Vimercate (MB)**  
**Tel. 039.6056731**  
**349.8165755**  
**www.klsmartin.com**



**VIDEOTHRÓN**  
 La nuova comunicazione in sala d'attesa

Scoprite le novità  
 ed il simulatore  
 on-line su  
[www.videothron.it](http://www.videothron.it)

**orangevolution**  
 Tel. 0331-45.56.13 (r.a) - info@videothron.it

## Lampada Chirurgica Led Orion 40, un importante alleato per il vostro lavoro

Orion 40 è particolarmente indicata per gli studi odontoiatrici dove la lampada deve avere dimensioni ridotte per non interferire con le strutture del riunito.

### Ottima per chirurgia ed Implantologia, versatile per un impiego quotidiano

Orion 40 è composta da 30 riflettori ellittici suddivisi in 6 moduli da 5 led ciascuno, per una intensità luminosa di 130.000 Lux. Un'impugnatura ergonomica avvolge la cupola per facilitare le operazioni di movimentazione. La dimensione del campo illuminato si regola elettronicamente in relazione alla tipologia di luce che l'intervento odontoiatrico richiede, senza alcuna perdita di intensità.

### Le peculiarità che rendono questa lampada odontoiatrica un eccellente prodotto sono:

- **La sorgente luminosa è protetta da O-Glass**, uno schermo diffusore in vetro trasparente temperato e rivestito da una pellicola resistente che protegge il vetro in caso di rottura, evitando la possibile caduta dei frammenti sul campo operatorio.
- **Luce fredda.** L'incremento dell'irraggiamento termico sul campo operatorio è proporzionale alla quanti-



tà ed alla potenza dei Leds impiegati. Tecno-Gaz, grazie al concetto di luce indiretta, utilizza un ridotto numero di Leds garantiti per 75.000 ore di funzionamento.

- **E-Dental Light** è il sistema utile per avere una luce ambientale quando non viene richiesta una luce scialitica ad alta intensità. Questa funzione permette di accendere due soli moduli e di regolarne l'intensità luminosa e la temperatura di colore, offrendo al clinico la possibilità di utilizzarla in alternativa alla tradizionale lampada da riunito.
- **Struttura meccanica e sistema di movimentazione del braccio ad alta resistenza.** Il braccio verticale di sbandamento viene sottoposto ad un collaudo meccanico di 40.000 movimenti continui,

per assicurare all'utilizzatore la più completa sicurezza durante l'uso. L'assenza di fori e aperture conferisce al prodotto sicurezza, igiene e facilità di pulizia.

- **Luce bianca e gestione della temperatura di colore.** Orion 40 utilizza solo Leds a luce bianca, per evitare alterazioni della temperatura di colore indesiderata sul campo operatorio ed evitare fastidiose aberrazioni cromatiche. Grazie ad una sofisticata combinazione fra una serie di led bianchi con diverse lunghezze d'onda, l'operatore può scegliere la temperatura di colore in °K in funzione dell'intervento che si sta effettuando (4.500°K per diagnostica 5.000°K per odontoiatria ricostruttiva).
- La luce indiretta, caratteristica insostituibile delle

lampade a Led, garantisce al chirurgo una luce fredda, di profondità e confortevole. Ciò avviene grazie all'utilizzo di una parabola appositamente calcolata per riflettere in modo puntiforme sul campo operatorio la totalità dei raggi luminosi emessi dal Led. Il risultato così ottenuto permette di evitare al paziente ed allo staff odontoiatrico fenomeni di abbagliamento.

### Caratteristiche

- Intensità luminosa 130.000 Lux (regolabile da 40.000 a 130.000 Lux in versione E-Dental Light da 20.000 a 56.000 Lux)
- Temperatura del colore variabile 4.500/5.000 K
- Regolazione elettronica del campo illuminato da 13 a 16 cm. Specifica per il campo odontoiatrico.
- Luce indiretta (micro parabole)
- Diametro esterno riflettore Ø 400

### PER INFORMAZIONI

**Tecno-Gaz spa**  
**Strada Cavalli, 4**  
**43038 Sala Baganza (PR)**  
**Tel. 0521.8380**  
**Fax 0521.833391**  
**www.tecnogaz.com**

perchè accontentarti delle piccole opportunità ...



la qualità ha bisogno di persone di successo  
 noi vogliamo te  
 Cerchiamo Rappresentanti e Dealer per zone libere

**biomed**  
 biomed implant company

[www.biomedimplant.com](http://www.biomedimplant.com)



swiss quality made 

qualità  prezzo  
 svizzera  incredibile

Info:  
 Niba FD S.r.l. - Via Nazionale, 294  
 64020 Bellante (TE) - Italy  
 Tel. +39 0861 611028 r.a.  
 info@nibafd.com



## Benvenuto in Infodent Annunci! Scopri come fare ottimi affari.

Da oggi nella sezione annunci di infodent.it puoi trovare, oltre l'usato, anche i prodotti nuovi e approfittare delle vantaggiose offerte proposte dalle aziende. Attraverso un sistema di filtri, puoi selezionare solo

gli annunci delle aziende per essere sempre aggiornato sui prodotti in offerta. La trattativa commerciale sarà gestita direttamente con l'azienda. Un servizio di eccezionale importanza che completa l'informa-

zione merceologica dentale.

Qui sotto in evidenza, due delle offerte presenti nell'area **Annunci** di Infodent.it.

Basterà digitare l'indirizzo internet o fotografare il QRCode, per accedere in tempo reale alle promozioni messe a disposizione dai rivenditori. Buono shopping!

01.

ORANGE EVOLUTION SRL

### Offerta su Videothron

Promozione valida fino al 30.03.2014

[www.infodent.it/annunci/orange-evolution](http://www.infodent.it/annunci/orange-evolution)

VAI ALL'OFFERTA!  
FOTOGRAFA  
IL QR CODE



02.

MP DENTAL DI MUSSO PIETRO

### Offerte su turbine, micromotori, contrangoli, ablatori, aspiratori chirurgici

[www.infodent.it/annunci/mp-dental](http://www.infodent.it/annunci/mp-dental)

VAI ALL'OFFERTA!  
FOTOGRAFA  
IL QR CODE





**LINEA DIRETTA**

**LEFFE - BERGAMO**  
Tel. 035.73.18.95




# Line.up



PREZZO ESPOSIZIONE AL METRO QUADRATO




**REALIZZIAMO STUDI CHIAVI IN MANO**  
Dalla progettazione alla fornitura completa

**euro 5.900**

Riunito LINE.up: telecamera, software gestione immagini, monitor, faretra a 5 cordoni (siringa, ablatore, 3 cordoni fibrati), sgabello, lampada alogena, 3 postazioni comando (faretra, pedale, assistente), 2 taniche per igienizzazione.

SHOWROOM APERTO ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA PREVIO APPUNTAMENTO

**www.lineadirettamed.com**

## DOCUMENTAZIONE DIGITALE ODONTOIATRICA E ODONTOTECNICA

### Consigli per stare al passo con la tecnologia digitale nello studio medico e nel laboratorio odontotecnico

Negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento radicale dello studio odontoiatrico. Oggi si parla di sistemi invisalign, di clear-aligner, di pianificazione computerizzata per gli interventi chirurgici, di implantologia computerizzata, di progettazione ortodontica computerizzata, di sistemi Cad-Cam. La tecnologia digitale è entrata prepotentemente nello studio odontoiatrico divenendo indispensabile. Per essere al passo con i tempi l'odontoiatra non può ignorare l'ausilio del digitale che è parte integrante del moderno studio odontoiatrico. Anche la documentazione digitale e la sua corretta archiviazione sono oggi sostanziali per il lavoro dell'odontoiatra che voglia documentare efficacemente e in modo professionale i propri casi clinici. Una buona foto e la sua archiviazione permettono di documentare e monitorare le condizioni del paziente durante la terapia, sono supporto essenziale della ricerca e della divulgazione del lavoro e facilitano lo scambio di informazioni e il consulto tra colleghi. Carlo Alberto Piacquadio, uno dei massimi esponenti in Italia nella documentazione medica odontoiatrica e odontotecnica, specialista in macro fotografia nel settore della fotografia endorale, affiancato dal figlio Alessandro, a partire da questo mese curerà la rubrica sulla documentazione digitale in cui illustrerà le corrette metodologie di ripresa fotografica attraverso consigli e nozioni di base.

.....  
**Carlo Alberto e Alessandro Piacquadio**



Nel corso degli anni ho avuto l'opportunità di provare quasi tutte le attrezzature fotografiche per la documentazione medica, sia compatte che reflex, obiettivi macro di diverse marche e varie focali, obiettivi o sistemi speciali quali: *Medical Yashica, Yashica Dental-eye* (con partecipazione alla realizzazione del sistema) *Medical Nikon 200mm e 120mm, Pentax Macro, Medical Elicar* e quasi tutti i tipi di flash anulari e non. Dal classico flash anulare si è passati a staffe per alloggiare i flash "wireless" per le foto endorali e staffe per gli odontotecnici. Flash professionali con diffusori, del tipo in

uso negli studi fotografici, per ottenere ottime foto del viso del paziente, utilizzate soprattutto in ambito estetico, protesico e ortodontico.

Dare consigli giusti relativi all'attrezzatura ideale per la documentazione odontoiatrica è piuttosto difficile.

Prima di tutto è necessario conoscere bene le varie differenze tra le macchine fotografiche, gli obiettivi e i flash. Non meno importante è l'acquisto dell'attrezzatura. Nella maggior parte dei casi i rivenditori hanno una discreta conoscenza della macrofotografia, ma nessuna esperienza specifica, non avendo mai utilizzato le macchine in bocca ai pazienti (cosa che è necessario fare tutte le volte che esce sul mercato una nuova macchina). La mia esperienza in questi anni è maturata al fianco di eccellenti medici e odontotecnici, da cui ho appreso terminologia, anatomia, preparazione dei lavori e molto altro. Nelle lezioni che ho tenuto loro, ho sempre cercato di dare il massimo per carpire ciò che volevano ottenere dalle immagini e quali fossero le loro reali necessità. Questo mi ha permesso di migliorare e affinare la tecnica iconografica per metterla poi a disposizione di medici e odontotecnici. Grazie a questi ultimi, alle indagini sul tipo di foto di cui avevano bisogno e alla pratica sul campo, ho imparato a leggere e riconoscere il colore dei denti e, soprattutto, l'importanza del posizionamento dei flash per ottenere il risultato migliore. Ho collaudato in questi anni una tecnica per l'organizzazione tra studio e laboratorio, al fine di ottenere il massimo risultato nel momento della presa del colore e della lettura dei colori dei denti del paziente, attraverso una metodica standard e soprattutto "ripetibile". Per poter scegliere e consigliare le migliori attrezzature, sia di

base, sia specialistiche è stato necessario fare numerosi test utilizzando sempre lo stesso soggetto, fotografando i suoi denti per poterli poi confrontare ed avere un riferimento. Questo lungo e meticoloso lavoro è stato utile al fine di evitare a medici e odontotecnici l'acquisto di attrezzature sbagliate.

In questa rubrica partiremo col parlare delle macchine fotografiche compatte e bridge, oltre che delle classiche reflex, delle lenti macro per le compatte e degli obiettivi macro disponibili per le reflex. Tratteremo poi la documentazione della presa del colore per il medico che deve inviare le immagini all'odontotecnico e per l'odontotecnico che gestisce direttamente le immagini per riprodurre in laboratorio il lavoro definitivo. In questa fase gli articoli saranno accompagnati da una serie di informazioni di ottica utili al medico e all'odontotecnico.

Parleremo della documentazione con l'ausilio del flash anulare o anulare a due punti luce e con due flash "wireless", angolati in diverse gradazioni e posizioni per ottenere risultati eccezionali in protesi estetica, per poter vedere particolari dei denti quali trasparenze e microfratture, oltre a scatti eseguiti con il flash con l'aggiunta dei filtri polarizzatori.

Infine affronteremo la ripresa video: dalle attrezzature per montare la telecamera accanto al riunito, ai bracci mobili per muovere la videocamera durante gli interventi, agli illuminatori per ottenere una buona ripresa, fino ai programmi consigliati per il montaggio, il tutto senza dover affrontare investimenti impegnativi.

Naturalmente per completare l'informazione indicheremo ai lettori i costi delle attrezzature e degli accessori per consentire una buona scelta dal punto di vista economico e qualitativo.

## MARKETING ODONTOIATRICO

## Il marketing per migliorare la struttura dello studio odontoiatrico in termini di servizi, organizzazione e qualità



**Alberto Emiliani**

*Ph. Doctor USA of Biomedical Science svolge attività libero professionale di consulenza di area scientifica e normativa per aziende farmaceutiche e biomediche operanti in campo odontoiatrico e di consulenza di direzione per studi dentistici e strutture sanitarie.*

### SMILE DESIGN ED OPPORTUNITÀ

Qualche anno fa un famoso chirurgo estetico mi confidava quanto fosse difficile rifare un bel sorriso quando, al di sotto di labbra rese perfette dal bisturi, ci fossero denti irregolari per forma e per colore e si chiedeva perché, fra i paesi del mondo occidentale, in Italia l'estetica dentale fosse così poco sviluppata. Io me lo chiedo ancora oggi, pensando che un mercato da almeno 500 milioni di euro rischia di passare dai dentisti ai saloni di estetica. Avolte mi rispondo che forse il dentista italiano è prevalentemente un chirurgo funzionale ed è orientato tipicamente alla cura: se vede una carie in denti comunque brutti, si dedica a quella. Due colleghi di diverse nazioni europee (colleghi vostri in quanto odontoiatri, e colleghi miei perché dediti al marketing sanitario) mi dicevano che il dentista italiano manca di creatività nelle proposte. Credo che abbiano buona parte di ragione: dopo cinque anni di crisi, ci si sta abituando a fare "preventivi di crisi" perché si suppone che questo il paziente si attende, e per l'incertezza che il paziente rifiuti, con il trattamento estetico, anche quello terapeutico. Eppure uno

dei momenti in cui il paziente è più sensibile alla opportunità di migliorare l'estetica è proprio quello della seduta odontoiatrica ed oggi la tecnologia mette a disposizione tecniche efficaci e meno costose, mentre il "mercato della patologia" diventa sempre più ristretto e competitivo. Io credo che i primi pazienti che escono con un sorriso nuovo saranno i testimoni che una odontoiatria completa può migliorare anche l'aspetto del viso: anche dopo un piccolo ritocco alla carrozzeria, l'auto te la consegnano lavata e lucidata anche internamente.

Ed anche se sei certo che questo servizio in qualche modo te lo avevano già computato nel preventivo, sei soddisfatto che dall'occasione di un graffio ti abbiano ringiovanito la vettura.

### LA PUBBLICITÀ DELLO STUDIO DENTISTICO: FRA NORME E STILE

Oggi la pubblicità è "libera" e "con qualsiasi mezzo": il legislatore ha finalmente fatto chiarezza evitando che una pubblicità corretta nei contenuti venisse censurata perché lesiva del decoro della professione nella forma di divulgazione. Cioè che un onesto contenuto fosse lecito sulla pagina patinata di una rivista e lo stesso, identico, contenuto fosse inappropriato in un volantino. Ma il legislatore ha aggiunto al termine pubblicità un aggettivo: "informativa", che troppo spesso non viene compreso. O, meglio, non ne viene compresa l'importanza: imitare i modelli della pubblicità commerciale (impianti a partire da ..., super-sconti, mega-offerta) è lecito - non sempre in realtà - ma poco efficace. Avere nuovi clienti è importante per qualunque professionista, e la pubblicità

ta, piaccia o non piaccia, è lo strumento principale per farsi conoscere. Ma il messaggio pubblicitario è quello che ci presenta, e non ci si presenta dicendo semplicemente un prezzo.

Il vero problema è che si dà per scontato che tutti conoscano il nostro Studio e la nostra competenza, mentre in realtà il paziente potenziale non ha la minima idea di cosa c'è dietro la targa dello Studio, ammesso che in qualche occasione l'abbia notata. Mi è capitato più volte di chiedere l'ubicazione di uno Studio a negozianti della zona e di sentirmi rispondere che non lo conoscevano: una volta anche dal benzinaio che aveva da 20 anni il distributore di fronte allo Studio aperto da 25 anni. Una pubblicità che comunica solo il prezzo interessa solo una minima quota del suo bersaglio: è fondamentale invece che costruisca notorietà, perché un prezzo certamente ci interessa se in quel momento abbiamo bisogno di quel servizio, poi non resta nulla. Esiste poi una questione di stile: lo stile richiede eleganza, e l'eleganza a sua volta richiede sobrietà, o almeno misura dei toni.

Deve parlare dei nostri pregi e non dei difetti degli altri. Nei prossimi mesi la competizione sarà più intensa (il ribasso dei prezzi ha ridotto la redditività e si ha necessità di un maggior numero di pazienti per mantenere il fatturato) e di conseguenza si cercheranno messaggi sempre più efficaci. Se affidate la vostra comunicazione ad un creativo, accertatevi che sappia cosa vuol dire realmente "pubblicità informativa", e, nella ricerca di canali sempre più moderni non dimentichi che la Coca Cola si vende ancora bene, anche se entrata in Italia nel lontano 1927.



## DIO Implant System

Per avere successo in implantologia la cura dei dettagli diventa di rilevante importanza. I risultati nel tempo sono riservati a chi capisce il valore delle relazioni tra tutti i fattori che influenzano la preservazione del tessuto osseo e mucoso.

La DIO IMPLANT si pone nella posizione di eccellenza sia per la superficie dell'impianto che per il tipo e geometria della connessione impianto-moncone che sono solo alcuni esempi dei molteplici fattori che determinano la stabilità dell'osso e

dei tessuti molli. La ricerca ha dimostrato quali sono i parametri più importanti; tutti i dettagli devono interagire nel modo giusto, solo così si può conseguire un successo a lungo termine. Anche l'esperienza clinica ha confermato questa correlazione. Si è valutato, quindi che, i micromovimenti tra impianto e moncone irritano l'osso perimplantare, determinandone il riassorbimento nella regione della spalla dell'impianto, il cosiddetto rimodellamento.

Per questo motivo l'impianto SM DIO IMPLANT impiega nella sua connessione un tipo di accoppiamento conico antirotazionale che non consente alcun tipo di micromovimento. Ne deriva un impianto praticamente monoblocco che garantisce stabilità tissutale fin dall'inizio. Un altro fattore di colonizzazione batterica è il gap tra impianto e sovrastruttura. Con il carico masticatorio si

genera, infatti, un movimento relativo tra le parti, con conseguente "effetto pompa". Questo movimento produce una distribuzione di endotossine nei tessuti a livello dell'interfaccia fixture-abutment che provoca una reazione infiammatoria. L'osso si riassorbe al di sotto della connessione tra impianto e moncone protesico, generando il cosiddetto cuneo di riassorbimento fisiologico. Solo un accoppiamento abutment-fixture a tenuta batterica previene il riassorbimento osseo e stabilizza i tessuti molli. Il concetto di Platform-Switching utilizzato nell'impianto SM DIO IMPLANT trasferisce la connessione tra impianto e moncone protesico verso il centro dell'impianto, in modo da tenere le irritazioni meccaniche e microbiche lontane dai tessuti periimplantari. Per avere una durata della stabilità dei tessuti periimplantari la Platform-Switching diventa

quindi un fattore fondamentale, ma solo in sinergia con gli altri fattori di successo. Le connessioni prive di micromovimenti e a tenuta batterica impediscono il riassorbimento osseo che normalmente avviene e sono tollerate dall'osso anche quando l'inserimento è in profondità. La Platform-switching dell'impianto SM DIO IMPLANT assicura così anche un'eccellente estetica dei tessuti molli a lungo termine.

*Dr. Rosario Licciardello*

**Dental P. srl**  
**Distributore esclusivo per l'Italia**  
**DIO IMPLANT SYSTEM**  
**Via Messico, 3**  
**20037 Paderno Dugnano (MI)**  
**Tel. 02.9189783**  
**Fax 02.99044439**  
**commerciale@dentalp.eu**  
**www.dioimplantitalia.it**  
**www.dioimplantcorsi.it**

## Micro Medica - Nuovi prodotti per la realizzazione della Protesi del Futuro



Nuove tecnologie e sistemi sempre più avanzati hanno caratterizzato negli ultimi dieci anni il mondo dentale, rendendo il laboratorio odontotecnico un luogo sempre più tecnologico e dinamico. Diventa sempre più difficile e complesso trovare nuove soluzioni e progettare

prodotti innovativi in un mercato ricco di proposte e fatto di persone e aziende competenti e competitive. In questo scenario Micro Medica è riuscita comunque a mettersi in luce grazie ad una serie di prodotti dedicati al laboratorio odontotecnico che hanno cambiato radicalmente il modo di costruire e progettare la protesi dentale. **Micro Grid** è il primo di questi nuovi prodotti, sistema per il rinforzo e la riparazione della protesi mobile, costituito da una micro rete in fibra di quarzo foto polimerizzabile impregnata di composito rosa. Micro grid sostituisce le vecchie reti metalliche ed è disponibile in due formati con diverso spessore, per qualsiasi tipo di esigenza. **Bio Glass Special Discs** è un sistema di dischi in fibra di vetro di diverso spessore, impregnati di composito foto polimerizzabile, in pochi secondi si possono realizzare cappe singole altamente

resistenti e performanti senza dover ricorrere per realizzare le stesse alle fusioni in metallo. **Bio Glass Wires e Bio Glass Strip**, un metodo dinamico e veloce per rinforzare strutture provvisorie per ponti e corone, fili e micro strisce di tessuto di fibra di vetro impregnato di composito foto polimerizzabile sono un modo facile ed economico per ottenere lavori di grande qualità. **Bio Carbon Bridge, Bio Glass Bridge, Cs33-Cs43**, sono ormai sistemi molto noti in ambito dentale. Per la prima volta la possibilità di realizzare con grande facilità ponti, corone e toronto utilizzando la fibra di carbonio e la fibra di vetro, attraverso un sistema di costruzione collaudato ed estremamente facile. **Ceramic Nano White Gel**, il problema dell'adesione ha da sempre condizionato il modo e i metodi di costruzione di protesi fisse e mobili. Grazie alle nuove nano tecnologie, Micro Medica

ha progettato e realizzato un nuovo rivoluzionario opaco bicomponente in gel con particelle di ceramica, capace di aderire su qualsiasi materiale metallico e non, garantendo una adesione perfetta e duratura nel tempo. **BioXfill**, il primo ed unico composito foto polimerizzabile per ponti e corone specifico per la realizzazione di parti estetiche su sotto strutture realizzate in fibra di carbonio e in fibra di vetro. Una assoluta novità che permette di ottenere, grazie alla particolare composizione chimica, una adesione con la sotto struttura non paragonabile a nessun prodotto in commercio.

**Micro.Medica srl**  
**Via Mortara, 57**  
**27038 Robbio (Pv)**  
**Tel. 0384.672867**  
**Fax 0384.682912**  
**info@micromedicasrl.it**  
**www.micromedicasrl.it**

## VIDEOTHRON: il Digital Signage entra in sala d'attesa

**VIDEOTHRON** è una Soluzione Digital Signage (Segnaletica Digitale), un nuovo media che consente di comunicare con i propri Pazienti, rendere dinamica la sala d'attesa, far conoscere la propria professionalità e promuovere i servizi offerti dallo Studio.

Con **VIDEOTHRON**, un Monitor professionale oppure un normale TV, si trasformano in uno **straordinario punto di informazione** con lo schermo suddiviso in più aree per visualizzare contemporaneamente differenti contenuti precaricati: il video della Carta dei Servizi (sviluppato con un'agenzia di comunicazione), le slide personalizzate dello Studio, il meteo locale (in collabora-

zione con 3BMeteo) e le news aggiornate in tempo reale (in collaborazione con Agenzia Giornalistica Italia).

Aggiornare in totale autonomia i contenuti di **VIDEOTHRON** è semplicissimo: dallo Studio o da casa, da un PC oppure da Tablet o Smartphone si possono importare video, aggiungere foto e testi, creare slide: collegandosi al **portale WEB** ed utilizzando il **software grafico VIDEOTHRON-Image** si hanno a disposizione decine di modelli per creare e personalizzare, anche quotidianamente, i propri contenuti, arricchendoli con nuovi testi (staff, curriculum, corsi di specializzazione, nuove convenzioni, promozioni, messaggi,



...), foto (nuovi collaboratori, strumentazione, ....) e filmati (girati in Studio, offerti dai fornitori per promuovere i loro prodotti quali lo sbiancamento e gli apparecchi ortodontici, ...). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito [www.videothron.it](http://www.videothron.it) con un video-demo delle funzionalità di **VIDEOTHRON**, la Carta dei Servizi Multimediale scaricabile gratuitamente ed il **simulatore**

**on-line** per provare a gestire i contenuti che saranno visualizzati in sala d'attesa: video, immagini e messaggi nelle diverse aree del Monitor/TV.

**Orange Evolution**  
Tel. 0331.455613 (r.a.)  
[info@videothron.it](mailto:info@videothron.it)  
[www.videothron.it](http://www.videothron.it)

## Il Passaporto implantare italiano di OVERMED



Sempre più spesso si parla di turismo odontoiatrico verso paesi come la Croazia e l'Ungheria, dove i costi per le cure mediche odontoiatriche sembrano essere inferiori a quelli applicati dagli studi medici italiani. Noi crediamo che la professionalità del medico odontoiatra italiano sia fra le più quotate al mondo e non vogliamo assistere all'ennesima fuga di pazienti all'estero. Overmed produce il sistema implantare EasyLine, interamente concepito e realizzato

in Italia grazie alla fattiva collaborazione di ingegneri biomedicali e medici qualificati nel campo dell'implantologia orale, essendo in grado di offrire al medico odontoiatra un impianto di alta qualità ad un prezzo davvero molto contenuto. Tutti gli impianti sono certificati e fabbricati in titanio Gr.4 per uso medicale, consentendo al medico di consegnare al proprio paziente il passaporto implantare dove verranno annotati i suoi dati, la tecnica chirurgica impiegata

ed i riferimenti di produzione dell'impianto e della componentistica protesica utilizzata. In genere il passaporto è un documento necessario per viaggiare all'estero, Overmed lo consegna al medico che vuole trattenere i pazienti in Italia!

**OVERMED Srl**  
Tel. 02.45712909 r.a.  
[info@overmed.eu](mailto:info@overmed.eu)  
[www.overmed.eu](http://www.overmed.eu)



**D**igital  
Academy

Scarica  
il calendario corsi  
<http://goo.gl/bQuvY4>



CORSI CEREC
CORSI LASER
CORSI DI RADIOLOGIA

The Dental Company



## Nobel Biocare entra nel campo della rigenerazione con la nuova membrana in collagene riassorbibile creos™ xeno.protect



Nobel Biocare è lieta di annunciare il lancio di **creos xeno.protect**. Questa nuova membrana in collagene inaugura quella che sarà parte di una **linea di prodotti per rigenerazione** con il marchio "creos". Nel corso del 2014, infatti, la membrana sarà affiancata da ulteriori prodotti correlati.

"L'introduzione di creos xeno.protect enfatizza il costante impegno di Nobel Biocare a proporre prodotti innovativi che possano migliorare la qualità della vita. È un prodotto che

sfrutta la semplicità della natura a vantaggio del paziente e, nello stesso tempo, facilita il lavoro del clinico" **afferma Richard Laube, CEO di Nobel Biocare.**

"In poche parole, creos xeno.protect è una soluzione rigenerativa di elevato valore che aiuta i clinici a trattare più pazienti, nel miglior modo possibile."

**Semplice, pratica ed efficace.** L'utilizzo clinico della **membrana di collagene suino riassorbibile creos xeno.protect** per la rigenerazione ossea e tissutale guidata risulta semplice e immediato. Gli studi clinici e i risultati nella pratica quotidiana del lungo periodo pre-lancio confermano che la membrana possiede un'**eccellente lavorabilità**, mantiene la sua dimensione una volta idratata ed è **particolarmente resistente agli strappi**.<sup>1</sup> Queste

caratteristiche permettono di gestire facilmente la membrana e di posizionarla senza spostamenti dell'innesto e con un minor rischio di danneggiare - e quindi rendere inutilizzabile - la membrana stessa. creos xeno.protect è disponibile in **tre pratiche dimensioni** (15x20 mm, 25x30 mm, e 30x40 mm) per risolvere i casi di incremento osseo di notevoli dimensioni o di difetti parodontali più piccoli. È possibile ottenere il suo adattamento ottimale senza eccessive modifiche, limitando così gli scarti di prodotto e minimizzando i costi per il clinico e il paziente.

**Eccellente biocompatibilità e capacità di vascolarizzazione** La membrana creos xeno.protect si caratterizza per la **prolungata funzione barriera** che si combina con gli **elevati standard di biocompatibilità**

**e capacità di vascolarizzazione.** Il suo riassorbimento è lento, assicurando così una **protezione stabile dell'innesto** durante il necessario periodo di guarigione. Grazie alla sua realizzazione senza alcun cross-linking chimico, creos xeno.protect garantisce un'eccellente compatibilità tissutale per una guarigione rapida e predicibile.

*1 Gli studi clinici, le informazioni sul prodotto e la valutazione dei primi utilizzatori sono disponibili sul sito [creos.com/xenoprotect](http://creos.com/xenoprotect)*

**Nobel Biocare Italiana srl**  
Via Energy Park, 6 - Building 03  
Lato Sud  
20871 Vimercate (MB)  
Tel. 039.68361  
Fax 039.6899474  
[www.nobelbiocare.com](http://www.nobelbiocare.com)

## Novità NSI: Full Pack

**NSI: cambiare impianto a costo zero!**

**Full pack New Maunt è un prodotto brevettato da NSI** studiato e realizzato per semplificare la completa gestione dell'impianto bifasico in tutti i suoi componenti. NSI infatti con questo particolare prodotto da la possibilità di ac-

quistare un impianto dentale completo di tutti i componenti protesici quali transfer analogo e abutment in una unica soluzione e con un unico prezzo. Il FULL PACK, oltre ad ergonomizzare il rapporto azienda-studio-laboratorio, risulta

essere una pratica formula di fornitura economica, con l'obiettivo di rendere indipendente lo studio e il paziente, evitando di "restare senza pezzi di ricambio". Con questo pacchetto completo il medico può decidere se utilizzare una

tecnica di protesizzazione diretta o di trasferimento, **senza costi aggiuntivi, rispetto al solito prezzo impianto moncone.**

**In cosa consiste e come funziona**

Con un solo elemento, che



### CRANEX® 3D

#### TUTTO IN UNO

Volumi 3D e Panoramiche/Teleradiografie 2D

Dinamico, diretto, efficiente. **Quanto?**  
Scopriilo su [campagne.infodent.it/cranex3d](http://campagne.infodent.it/cranex3d)

Distribuito da:



**DL MEDICA**  
advanced medical technologies





DL MEDICA spa - Via Pietro Calvi 2 - 20129 Milano - T. 02 762751 - F. 02 76275300 [dlmedica@dlmedica.it](mailto:dlmedica@dlmedica.it)



inizialmente viene utilizzato come maunter per l'inserimento della fixture, l'elemento NEW MAUNT, può essere sfruttato come transfer e analogo: come? Il particolare brevetto d'invenzione permette la separazione dei due elementi, dando la possibilità al medico di poter rilevare immediatamente l'impronta decidendo di procedere con un carico immediato o comunque di avere già a disposizione gli elementi per il laboratorio, moncone compreso. Inoltre

**il New Mmaunt è utilizzato come scan abutment per le tecniche d'impronta digitale intraorale e per gli scanner da laboratorio.**

#### KIT Moncone MUA

Il Particolare moncone MUA, consiste in una robusta struttura che grazie al suo particolare **design brevettato** permette di compensare qualsiasi inclinazione della fixture inserita nell'osso alveolare. Questo particolare elemento corredato da una parte cal-

cinabile e due viti di fissaggio di cui una con attacco sferico, permette al medico di poter effettuare ALL ON FOUR o ALL ON SIX in un'unica seduta. Il KIT MUA permette infatti di applicare subito un provvisorio fisso avvitato o su attacchi sferici e contemporaneamente permette al laboratorio di procedere alla creazione della barra o protesi avvitata sul modello, ottenuto grazie all'immediata impronta rilevata tramite il NEW MAUNT compreso nel FULLPACK Oltre alla particolare combinazione KIT MUA e FULL PACK il moncone MUA può essere utilizzato anche nella semplice protesi fissa su impianti al fine di compensare particolari situazioni d'inclinazioni o occlusioni profonde.

NSI  
Tel. 0376.671087  
info@nsimplant.it  
www.nsimplant.it



## Unità combinata per chirurgia/implantologia: piezo e motore led

Lo staff di progettazione Mariotti, in collaborazione con esperti del settore, presenta le unità per chirurgia/implantologia UNIKO.PZ con la doppia funzionalità che combina Piezoelettrico per chirurgia e Motore per implantologia con luce led. Queste le caratteristiche principali:

- Prestazioni ottimali e sicurezza operativa con regolazioni precise di potenza e vibrazione.
- Sistema di controllo dell'ir-

rigazione tramite pompa peristaltica.

- Utilizzo immediato e intuitivo grazie alla tastiera a sfioramento e ampio display. Versione aggiornabile tramite software.
- Manipolo piezoelettrico ergonomico e potente, privo di surriscaldamenti.
- Motore da implantologia con luce led ad alta luminosità con torque regolabile fino a 60 Ncm ed accessorabile con contrangolo ottico.
- Lunga durata delle parti da sterilizzare.
- Autoclavabili: manipolo, cavo e connettore.
- Potenza assorbita: 106 VA.
- Isolamento: classe I, tipo BF.
- Portata max pompa d'irrigazione: 90 ml/min (modalità micromotore).

- Dimensioni unità di controllo: mm 245x245x130.
- Frequenza del manipolo piezo: 27 kHz ÷ 37 kHz
- automatica, potenza utile al manipolo: 53 W.
- Pedaliera multifunzionale inclusa per il controllo della velocità variabile o attivazione piezo, reverse, irrigazione e cambio dei programmi.

MARIOTTI&C srl  
Micromotori dal 1973  
Via Seganti 73  
47121 Forlì  
Tel. 0543.474105  
Fax 0543.781811  
www.mariotti-italy.com


CAES Software

## Horizon Blue


Cartella Clinica Odontoiatrica



Cartella Clinica Medicina Estetica



Agenda multipoltrona sincronizzabile su Ipad e Tablet



Widget Endodonzia, testo, immagini



Demo gratuita scaricabile da  
<http://www.caes.it>

## Gli stati generali dell'odontoiatria al Ministero degli affari esteri. Incontro con il consigliere di legazione Patrick Mura



In data 20 febbraio 2014 gli **Stati Generali dell'Odontoiatria** hanno incontrato il Consigliere di Legazione Dr. **Patrick Mura**, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.

Erano presenti per la CAO Nazionale il Presidente **Dr. Giuseppe Renzo**, per il COI-AIOG il Presidente Nazionale **Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo**, per ANDI il Vicepresidente Nazionale **Dr. Massimo Gaggero**, per il CIC il Presidente Nazionale **Dr. Gianfranco Carnevale**, accompagnati dall'**Avv. Marco Poladas** dell'Ufficio Legale

Odontoiatri della FNOMCeO. **Tema dell'incontro**, le criticità relative alla programmazione ed all'accesso alla professione odontoiatrica; in particolare, il tema della correttezza dei percorsi formativi per l'accesso alla professione odontoiatrica, la necessità di far rispettare il numero programmato evitando il ricorso a "scorciatoie" attraverso istituzioni universitarie straniere, con percorsi formativi non trasparenti e che soprattutto sfuggono ai controlli ministeriali attraverso espedienti di carattere pseudo legale.

Il dr. Mura ha ascoltato con estrema attenzione quanto esplicitato, sottolineando di essere già a conoscenza delle problematiche esposte in seguito alle varie interrogazioni parlamentari presentate sull'argomento ed ha convenuto sulla necessità di maggiore chiarezza a tutela della salute del cittadino-paziente, dimostrandosi disponibile, per quanto di competenza del Ministero degli Affari Esteri, di rappresentare quanto prodotto nel corso dell'incontro dagli Stati Generali dell'Odontoiatria. I rappresentanti istituzionali

hanno ringraziato il dr. Patrick Mura per la sensibilità e la grande apertura dimostrata ai temi presentati.

In chiusura dell'incontro è emersa, da ambo la parti, la volontà di concretizzare in altri momenti di confronto questi rapporti, al fine di ottenere il raggiungimento degli obiettivi proposti, data la gravità e la criticità degli argomenti affrontati.

.....  
[www.andi.it](http://www.andi.it)

## Andi: bene la conferma della Lorenzin alla Salute. Ora via agli sgravi fiscali per le cure odontoiatriche

ANDI plaude alla conferma dell'on.le Beatrice Lorenzin quale Ministro della Salute. «A nome degli oltre 23mila dentisti dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani – dichiara il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada – mi congratulo con il presidente del Consiglio incaricato, Matteo Renzi, per aver confermato l'on. Lorenzin alla guida del Ministero della Salute. Ho già formulato al Ministro i migliori auguri di buon lavoro. Nel periodo in cui ha rivestito tale incarico, l'on. Lorenzin ha sa-

puto dare una decisa impronta alla politica del suo importante dicastero e al settore della Salute in generale, tale da meritarsene la riconferma al vertice e così da poter garantire quelle risposte che i cittadini e gli operatori del settore odontoiatrico, in particolare, stanno aspettando, puntando all'ottimizzazione del Ssn, grazie anche al supporto dell'odontoiatria privata che garantisce attualmente oltre il 90% delle cure nel nostro Paese. Come Presidente della più rappresentativa Associazione sinda-

cale dei dentisti italiani ho avuto modo di apprezzare la sua visione dell'odontoiatria intesa come branca della medicina da sostenere per la tutela della salute generale dell'individuo e la consapevolezza che questa debba passare dalla prevenzione e dal sostegno degli operatori che la garantiscono con competenza. Il Ministro ha con noi condiviso la necessità di sostenere il bisogno di salute orale dei cittadini, anche in momenti di crisi come questi, utilizzando l'unico strumento ad oggi possibile: gli sgravi fi-

scali per i cittadini che si curano. Inoltre abbiamo apprezzato il suo intervento, inserito nel DDL Salute in merito alla lotta all'abusivismo odontoiatrico, vera piaga sociale».

«ANDI – conclude il Presidente Prada – ribadisce la piena disponibilità ad intraprendere un percorso di dialogo condiviso e continuo, in merito a qualsiasi tematica riguardante il mondo odontoiatrico».

.....  
[www.andi.it](http://www.andi.it)

## &gt; OFFRO COLLABORAZIONE

- Con esperienza pluriennale e di massima serietà, cerco lavoro come segretaria/receptionist presso studio odontoiatrico per zona Milano-sud, Pavia, Lodi, Piacenza e relative province. Full time o part-time, disponibilità immediata. Per contatti 335.6955550
- Dottore odontoiatria 110/110 e lode consolidata esperienza privata e pubblica in tutte le branche offre collaborazione in ortodonzia, chirurgia e implantologia. BG-BS-LC-MI. [www.maironidaponte.com](http://www.maironidaponte.com)
- Dottoressa ortodontista, decennale esperienza, offre collaborazione presso studi dentistici in Pavia. Telefonare al 347.9841434
- Elevata e pluriennale esperienza in tutte le branche odontoiatriche, capacità raggiunte con molta passione e gratificazione. Alta professionalità e diligenza. Gestione studio. Disponibilità immediata e sgravi fiscali. Zona Pavia, Lodi. Tel. 340.5336926
- Giovane odontoiatra offresi per collaborazione Erba-Lecco-Como e dintorni in conservativa,

estrattiva, endodonzia, igiene, gestione del paziente e definizione piano di trattamento. Disponibile a inviare curriculum. Per contatto Cell. 329.4674505

- Igienista dentale laureato con lode a Milano con esperienza e diploma anche da odontotecnico, serio e motivato, cerco collaborazione continuativa in studi e centri odontoiatrici. Con p.iva e rc. Utilizzo sistemi ingranditori. Per contatto Tel. 349.4550410
- Igienista ottima esperienza, buona capacità di comunicazione con i pazienti, offre collaborazione. In possesso di p. iva rc professionale, disponibilità immediata. Veneto (Padova, Mestre, Treviso, Vicenza). Tel. 347.1575001
- Implantologia elettrosaldatore esperto esegue prestazioni Brescia e limitrofi prezzi super onesti. Eventuale direzione sanitaria. Tel. 377.5070440
- Medico chirurgo offre collaborazione inclusa implantologia in vari studi Piemonte e Lombardia. Tel. 338.5875075
- Medico chirurgo specialista in Odontostomatologia,

esperienza ventennale in conservativa, protesi, chirurgia, buona comunicativa con i pazienti, valuta serie proposte di consulenze e collaborazioni in studi di Milano, Monza e provincia, no società. Contattare al 347.4130849

- Odontoiatra 48 enne offre la possibilità di collaborazione/ Direzione Sanitaria ad ambulatori di Milano e provincia. Per contatto diretto 348.8031128
- Odontoiatra, ottima esperienza protesi, gnatologia, endodonzia, conservativa offre consulenza qualificata. Buona comunicazione con i pazienti. Tel.347.1575001

## &gt; CERCO COLLABORAZIONE

- DentalTrust™ società di consulenti per l'odontoiatria cerca odontoiatri specialisti in tutte le branche per collaborazioni su tutto il territorio nazionale. Scegliere la sede e inviare il curriculum attraverso l'apposito form sul sito [www.dentaltrust.it](http://www.dentaltrust.it).
- Excellence Dental Network cerca per la sede di Milano 1 odontoiatra con almeno 10 anni di esperienza. Autonomo in conservativa, endodonzia,

protesi e chirurgia. Inviare CV a [selezioni.milano@excellencedentalnetwork.com](mailto:selezioni.milano@excellencedentalnetwork.com)

- Lifedent Dental Clinic (marchio della Sorridi 2001 srl) ricerca, per le proprie cliniche odontoiatriche di Cinisello Balsamo, Cesano Boscone, Rescaldina, Vimodrone e Lodi, medici ortodontisti con esperienza sul prodotto Invisalign. Per info telefonare al 340.4209665
  - Studio dentistico Ravasini a Parma cerca igienista dentale. Per informazioni tel. 0521.772658 oppure inviare e mail [info@studiodentistoravasini.it](mailto:info@studiodentistoravasini.it)
- Swissdentalmed centri odontoiatrici low cost, cerca per potenziamento staff di Cernusco Lombardone (LC) e Bussero (MI) , medici odontoiatri generalisti, protesisti e implantologi con esperienza di almeno 3 anni. Offriamo professionalità, collaborazione continuativa e remunerativa. Utilizziamo materiali e strumentazioni di eccellente livello. Si richiedono massima serietà, professionalità e capacità comunicative. Se si rientra in queste**

## VALTELLINA VENDO O AFFITTO due studi dentistici

1

A Sondrio all'interno di centro commerciale, grande passaggio e visibilità, autorizzazione asl poliambulatorio, tre unità operative, sala di ortodonzia, sterilità, panoramico, attesa, u cto, spogliatoio, magazzino, **senza barriere architettoniche con box e parcheggio** ottima redditività. Avviamento trentennale. Disponibilità a incamento.

2

A Morbegno posizione centrale, monospecialistico, tre unità operative, sterilità, attesa, u cto spogliatoio, **senza barriere architettoniche con box e parcheggio**. Disponibilità a incamento. Soluzione ideale anche per più professionisti o network odontoiatrico nazionale che voglia espandersi.

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A :  
[giovanni.stagnati@libero.it](mailto:giovanni.stagnati@libero.it)

L'acquisto di entrambi può essere una buona soluzione per studi associati o network odontoiatrici nazionali.

## > ANNUNCI ECONOMICI

**caratteristiche, inviare cv e autorizzazione al trattamento dei dati sensibili a direzione@swissdentalmed.it**

### > OFFRO ATTIVITÀ

- Affittasi struttura autorizzata n. 3 riuniti - 170 mq - zona centrale di Milano (Piazza Repubblica) vicino a metropolitana, nei giorni di martedì e giovedì. Contattare 02.6552123
- Affittasi studio dentistico Genova attrezzato e

appena ristrutturato a Sampierdarena. 2 stanze con riuniti, reception, sgabuzzino, stanza per piccolo laboratorio o sterilizzazione, bagno, anti bagno. Circa 90m. Contattare il 335.8792074 solo se seriamente interessati

- Vendesi studio dentistico, con o senza clientela, mq. 120, zona centro Varese: ufficio, reception, sala attesa, sala sterilizzazione, n. 3 sale operative con 4 poltrone, n. 3 RX endorali,

n. 1 Ortopantomografo più laterolaterale, n. 2 bagni. Autorizzazioni a norma. Ottimo stato. Affarone!! Recapito telefonico: 335.6045799

### > OFFRO ATTREZZATURA

- Attrezzatura studio vendesi: riunito Stern Weber, autoclave Tecnogaz Classe B, mobilio, radiografico My Ray nuovo, lampada led Mectron nuova, pacchetto completo, zona Veneto, affare.

Tel. 320.0728819 ottime condizioni

- Vendo apparecchiatura per radiofrequenza Dermal Medicalo come nuova. Tel. 030.2425781
- Vendo ortopantomografo Planmeca modello 2002 perfettamente funzionante e con tutti gli accessori. Tel. 347.2206666



## > IL TUO ANNUNCIO

- INVIA UNA MAIL ALL'INDIRIZZO [INFO@INFODENT.IT](mailto:INFO@INFODENT.IT) COMPLETA DI TUTTI I DATI RICHIESTI NEL COUPON
- COMPILA IL COUPON E INVIALO VIA FAX ALLO **0761 393222**

Infodent.nord 3/2014

Nome ..... Cognome .....

Attività ..... Specializzazione .....

Via ..... n° ..... CAP .....

Città ..... Prov. ....

Tel. ....

E-mail .....

P.IVA .....

Cell. ....

(Per annunci a pagamento è obbligatoria la partita iva e il codice fiscale)

OFFRO O CERCO  COLLABORAZIONE  ATTREZZATURE  ATTIVITÀ

**Spazio per l'annuncio (scrivere a macchina o stampatello) MAX 30 PAROLE • Sarà pubblicato solo il testo sottostante\***

.....  
.....  
.....

### \*IMPORTANTE

Gli annunci riguardanti la ricerca di collaborazioni (ricerca personale, collaboratori ecc.) devono essere pubblicati corredati delle generalità del richiedente, in ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, attuazione della legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro (legge 14 febbraio 2003 n. 30, cosiddetta "legge Biagi"). In relazione a quanto sopra, in base a quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/03 che regola il trattamento dei dati personali, si autorizza la pubblicazione delle generalità suindicate.

data .....

nome e cognome (in stampatello)  
.....

firma .....

**Attenzione saranno pubblicati solo gli annunci completi di tutti i dati richiesti: nome, cognome, indirizzo, cap, città, telefono, prefisso e professione.**

**Gli annunci si ricevono fino al 5 di ogni mese precedente l'uscita** e saranno pubblicati una sola volta. Per vedere pubblicato nuovamente il proprio annuncio, occorre spedire il coupon per una nuova richiesta. Se si desidera pubblicare in evidenza è necessario effettuare un bonifico bancario di Euro 20,00 IVA compresa intestato a: BeC srl - IBAN: IT68K0893114502000020810206, allegando copia al presente cedolino. Il pagamento dà diritto a 2 uscite. INFODENT offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti sulle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile della veridicità delle inserzioni. Si procederà a norma di legge contro chiunque si servirà di questa rivista per scopi illeciti e di disturbo. Le inserzioni gratuite sono riservate ai privati. Gli operatori commerciali, per le inserzioni che riguardano l'attività svolta, devono servirsi degli annunci a pagamento o degli spazi pubblicitari. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, il trattamento dei dati avverrà mediante supporti sia telematici che cartacei, entrambi eventualmente organizzati anche come banche dati o

archivi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la pubblicazione dell'annuncio o per il ricevimento della rivista. La mancata comunicazione, ovvero l'accertata erroneità dei dati richiesti legittimeranno la nostra società a rifiutare l'esecuzione del rapporto, ovvero ad interrompere l'esecuzione stessa. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo della nostra Società, nonché a tutti gli Organi societari ed ai soci; i medesimi dati potranno essere inoltre comunicati agli omologhi soggetti di società da noi controllate o collegate, ovvero di società che controllano l'attività della nostra Società. I dati relativi all'indirizzo saranno utilizzati per l'invio di riviste e attività commerciali. In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del D.lgs. 196/03 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione e l'integrazione dei vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità su indicate. Il titolare del trattamento è BeC srl con sede in Viterbo Strada Teverina km 3,600 nella persona del suo legale rappresentante. Qualsiasi comunicazione o atto ufficiale potrà essere inviato dall'inserzionista presso la redazione di infodent con sede in Viterbo Strada Teverina km 3,600.

# LABORATORIO ODONTOTECNICO Implantotecnica S.R.L.

Pronti per affrontare il Futuro

## Zirkonzahn®

### MILLING UNIT M5

#### Lavorazioni di precisione con il nuovo sistema CAD CAM Zirkonzahn M5

- Sviluppato da un odontotecnico
- Ampio spettro di lavorazioni
- E' possibile scannerizzare, modellare e fresare contemporaneamente
- Risparmio tempo di lavorazione
- Vasta gamma di materiali fresabili
- Espandibile a tecnologie avanzate



## Offerte per nuovi Clienti

- Corona Metallo Ceramica € 125
- Corona Zirconio Ceramica € 140
- Corona in Ceramica Integrale € 125

- Ponti e Corone in Metallo
- Abutment Implantari Individuali per Fusione
- Ceramiche Cementate e Avvitate di Toronto Tradizionali ed a Carico Immediato
- Overdenture su Impianti
- Mascherine Radiologiche (DIME) per Analisi Siti Implantari
- Protesi su impianti a carico immediato
- Protesi combinata

**Ritiro e consegna in tutta la Lombardia**

Per informazioni  
**035 4829230**

Via Donizetti, 13/17 - 24049 Verdello (BG)

[www.implantotecnica.it](http://www.implantotecnica.it)

[www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)

[info@implantotecnica.it](mailto:info@implantotecnica.it)

# APOLLO DI IL CAD/CAM NON È MAI STATO COSÌ CONVENIENTE



**SI E CO**



## APOLLO DI

- facile da usare grazie al sistema di comando multitouch
- videocamera piccola e leggera
- possibilità di esportare i dati di scansione in laboratorio
- nessun costo aggiuntivo.

## OPEN APOLLO DI:

Esportazione dei dati digitali dell'impronta (raccolti in studio con APOLLO DI e ricevuti tramite il portale Sirona Connect) in formato aperto STL per l'elaborazione in altri sistemi CAD/CAM.

APOLLO DI, lo scanner intraorale sviluppato appositamente per realizzare impronte digitali in modo economico.

**Per informazioni: 02.4883448**  
**[www.siecodental.it](http://www.siecodental.it)**

La **SIECO** nasce da un'iniziativa di **Mario Rizzo** nel 1999, che avendo acquisito un'esperienza trentennale in aziende nel settore dentale, tra cui Responsabile Commerciale della Villa Sistemi Medicali, Fiad, Galbiati ecc., ha deciso di offrire la sua esperienza agli utilizzatori finali. SIECO è diventata leader in Lombardia nella progettazione, realizzazione e vendita di attrezzature odontoiatriche. Dal 2012 si occupa della distribuzione in Lombardia del prestigioso marchio Sirona. Il successo di Sieco è dato dalla **professionalità** del suo staff nel seguire i clienti negli importanti **servizi pre e post vendita**.

Distributori

**sirona**  
The Dental Company

**SI E CO** S.r.l. | Via dei Caduti, 13/F  
20090 Assago (MI)  
T. 024883448 | F. 0245702583  
[www.siecodental.it](http://www.siecodental.it)  
[info@siecodental.it](mailto:info@siecodental.it)